



## TRIGO S

**Fauteuil roulant actif et pliable  
avec potences intégrées au châssis  
avec une multitude de réglages  
et une gamme d'accessoires**

**Prix de vente de base incl.6% - à partir de :**

**2.785,91 €**

Date :

N° de Client :

Ref. :

*N° adultes : 110076 et 201101000846 - N° enfants : 110253 et 106104000432*

**Cher client,**

**Veillez prendre note de l'information suivante avant de remplir votre bon :**

- \* Le bon de commande est en 2 parties :
  1. = configuration de la chaise (à remplir par vous)
  2. = résumé des options avec photos et dessins
- \* Veuillez bien spécifier et vérifier toutes les mesures
- \* veuillez prendre note de tout l'information concernant le gamme de combinaisons, surtout quand il y a des combinaisons qui ne sont techniquement pas possibles

**Avec plaisir nous pouvons vous aider à remplir votre bon de commande  
Toujours à votre service.**

**Si une présentation ou un démo vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter.**

S = Standard | O = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

**1. CADRE**

Cadre standard	<b>S</b>
----------------	----------


**2. MESURES de BASE**

**2.A LARGEUR DE SIEGE et PROFONDEUR DE SIEGE**

PROFON- DEUR (cm)	LARGEUR DE SIEGE (cm)										
	simple croissillon			1,5 croisillon						double croissillon	
	MUW 70 kg			MUW 130 kg							
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
32	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
34	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
36	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
38	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
40	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
42	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
44	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
46	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
48	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
50	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

**2.B HAUTEUR DE SIEGE**

HAUTEUR de SIEGE AVANT (cm)	mesure de la roue avant			
	3" roue avant	4" roue avant	5" roue avant	6" roue avant
39	O	-	-	-
40	O	O	-	-
41	O	O	-	-
42	-	O	O	-
43	-	-	O	-
44	O	O	O	-
45	O	O	O	-
46	-	O	O	O
47	-	-	O	O
48	O	O	O	O
49	O	O	O	O
50	-	O	O	O
51	-	-	O	O
52	-	-	-	O



S = Standard | O = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

**2.C HAUTEUR DE SIEGE à l'ARRIERE**

HAUTEUR de SIEGE à l'ARRIERE	Mesures roues arrières				
	roue 18"	roue 20"	roue 22"	roue 24"	roue 26"
32,5	O	O	-	-	-
33,5	O	O	-	-	-
34,5	O	O	-	-	-
35,5	O	O	O	-	-
36,5	O	O	O	-	-
37,5	O	O	O	-	-
38,5	O	O	O	O	-
39,5	O	O	O	O	-
40,5	O	O	O	O	-
41,5	O	O	O	O	O
42,5	-	O	O	O	O
43,5	-	O	O	O	O
44,5	-	-	O	O	O
45,5	-	-	O	O	O
46,5	-	-	O	O	O
47,5	-	-	-	O	O
48,5	-	-	-	O	O
49,5	-	-	-	O	O
50,5	-	-	-	-	O
51,5	-	-	-	-	O
52,5	-	-	-	-	O

Veillez respecter les différences maximales suivantes pour hauteur de siège avant en hauteur de siège arrière : :

- Profondeur de siège 32 cm - 36 cm : différence maximale de 4 cm
- Profondeur de siège 36 cm - 44 cm : différence maximale de 7 cm
- Profondeur de siège 44 cm - 50 cm : différence maximale de 10 cm

**2.D ROUES AVANT/ROUES ARRIERES versus PROFONDEURS DE SIEGE**

Mesures roue avant	Mesures roues arrières				
	18"	20"	22"	24"	26"
3"	profondeur possible : 32 50	profondeur possible : 32 50	profondeur possible : 36 50	profondeur possible : 38 50	profondeur possible : 44 50
4"	profondeur possible : 32 50	profondeur possible : 32 50	profondeur possible : 36 50	profondeur possible : 38 50	profondeur possible : 44 50
5"	profondeur possible : 32 50	profondeur possible : 32 50	profondeur possible : 40 50	profondeur possible : 38 50	profondeur possible : 44 50
6"	profondeur possible : 32 50	profondeur possible : 32 50	profondeur possible : 40 50	mogelijk op zitdieptes 38 - 50	profondeur possible : 44 50

S = Standard | ○ = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

**3. ACCOUDOIRS**

			Suppl.	PHOTO
B82S fixed	Protège-vêtements fixes réglables, en aluminium	○		3.I
B82S-C fixed	Protège-vêtements fixes réglables, en carbone	□	328,96 €	3.II
B82 fixed	Protège-vêtements avec garde-boues, en aluminium	○		3.III
Bi5	Accoudoirs réglables et ajustables en hauteur	○		3.IV
TUBE	Accoudoirs (tubes) escamotables vers l'arrière <i>(uniquement compatible avec dossier fixe)</i>	○		3.V
B82SL-A	Protège-vêtements longs amovibles, en aluminium	○		3.VI
B82S-C	Protège-vêtements réglables et amovibles, en carbone	□	328,96 €	3.VII
B82L-A	Protège-vêtements longs amovibles avec garde-boue/alu	□	366,69 €	3.VIII
B82-C	Protège-vêtements amovibles avec garde-boue, carbone	□	366,69 €	3.IX

**4. REPOSE-PIEDS**

**4.A type**

			Afbeelding
			Foto #
	Mono-bloc - tube en aluminium	○	4.I
	Mono-bloc - palette en aluminium - pliant	○	4.II
	Mono-bloc - palette en 'carbon' - pliant	○	4.III
	Mono-bloc - palette 'inversée'	○	4.IV
	Mono-bloc - palette 'inversée' en carbon - pliant	○	4.IV
	Mono-bloc - BK6 -	○	4.V
	Repose-pieds séparées	○	4.VI

**4.B Pr**

	28				○	
	29				○	
	30				○	
	31				○	
	32				○	
	33				○	
	34				○	
	35				○	
	36				○	
	37				○	
	38				○	
	39				○	
	40				○	
	41				○	
	42				○	
	43				○	
	44				○	
	45				○	
	46				○	
	47				○	
	48				○	

**Note :** Il est important que ce pré-réglage est au minimum 3cm moins que la hauteur de siège avant.

S = Standard | O = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

**5. COULEURS**

**5.A CHASSIS AVANT**

		<b>Mat</b>	<b>Gloss</b>		<b>photo #</b>
C4	Rouge	O	O		5.I
C5	Noir	O	O		5.II
C8	Jaune	O	O		5.III
C29	Argent	O	O		5.IV
C53	Orange	O	O		5.V
C55	Inox	O	O		5.VI
C56	Bleu	O	O		5.VII
C59	Champagne	O	O		5.VIII
C71	Bleu metallic	-	O		5.IX
C72	Rouge metallic	-	O		5.X
C73	Vert metallic	-	O		5.XI
C76	Blanc	O	O		5.XII
C78	Bleu petrol metallic	-	O		5.XIII
C79	Bleu pacific	O	O		5.XIV
C85	Vert	O	O		5.XV
C87	Melon orange	O	O		5.XVI
C88	Or	O	O		5.XVII
C89	Cuivre	O	O		5.XVIII

**5.B CHASSIS ARRIERE**

				<b>foto #</b>
C5M	Noir mat	<b>S</b>		5.I

S = Standard | ○ = sans supplément | □ = avec supplément | - = keuze *niet* mogelijk

**6. SPECIFICATIONS DOSSIER et POIGNEES**

**6.A TYPE du DOSSIER - cadre**

				Foto #
	Dossier fixe plat	○		6.A.I
	* Dossier réglable en inclinaison (82° - 102°) angle standard: 90°	○		6.A.II
	* Dossier pliable et réglable en inclinaison (82 - 102°) - angle standard: 90°	○		6.A.III
*option obligatoire dans le cadre d'un remboursement enfant				

**6.B TYPE du DOSSIER - revêtement**

				Foto #
	Dossier standard			
	nylon	○		6.B.I
L44	Toile de dossier réglable en tension			
	nylon	○		6.B.I
	cordura	○		6.B.II
	airflow	○		6.B.III
	Coussin VICAIR Liberty uniquement compatible avec L44 uniquement à partir largeur de siège 36 cm & hauteur du dossier jusqu'au 45cm	□	cfr. Bon de commande 'Vicair'	6.B.IV
	Pochette sur le dossier	○		

S = Standard | O = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible  
 Δ = keuze uitsluitend mogelijk in combinatie met vaste rug

**7. SPECIFICATIONS pour DOSSIER et POUSSOIRS**

**7.A HAUTEUR DOSSIER**

	type poignées	no PH	PH 01	PH 02	PH 03	PH 04	PH 05	PH 06	
hauteur fixe	25 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	27 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	29 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	31 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	33 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	35 cm	O	O	O	□	-	O	□	-
	37 cm	O	O	O	□	-	O	□	-
	39 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
	41 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
	43 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
	45 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
	47 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
	49 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-
51 cm	O	O	O	□	Δ	O	□	-	
hauteur ajustable	25-27,5-30 cm	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	
	30-32,5-35 cm	Δ	O	O	Δ	-	-	-	
	35-37,5-40 cm	O	O	O	□	-	-	-	
	40-42,5-45 cm	O	O	O	□	-	-	-	
	45-47,5-50 cm	O	O	O	□	-	-	-	

**7.B POIGNEES de POUSSEE**

no PH	Description		Photo #
no PH	Sans poignées de poussée	O	
PH 01	Poignées de poussée fixes (12 cm)	O	7.B.I
PH 02	Poignées de poussée fixes - raccourci (8cm)	O	7.B.II
PH 03	Poignées de poussée fixes pliables	□	€ 254,72 7.B.III
PH 04	* Poignées de poussée ajustables en hauteur - à l'intérieur du dossier - poignées fixes	O	7.B.IV
PH 05	* Poignées de poussée ajustables en hauteur - derrière les tubes du dossier - poignées fixes	O	7.B.V
PH 06	* Poignées de poussée ajustables - derrière les tubes du dossier - poignées pliables	□	€ 254,72 7.B.VI
* option obligatoire dans le cadre d'un remboursement enfant.			

S = Standard | ○ = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

**8. SPECIFICATIONS pour le SIEGE**

**8.A TYPE**

				Photo #
	Fixe - canvas <i>sans coussin</i>	S		
	Toile réglable en tension - canvas <i>sans coussin</i>	○		

**8.B COUSSIN**

				Photo #
	Coussin standard - 5 cm	○		
	Coussin - 5 cm - Trigo (avec visco-top)	○		
B24D	Coussin - 6 cm - pliable	○		
LIBERTY	Coussin VICAIR® LIBERTY	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.IV
LIBERTY PROFILE	Coussin VICAIR® LIBERTY PROFILE	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.V
VECTOR O2	Coussin VICAIR® VECTOR 02 6 cm	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VI
VECTOR O2	Coussin VICAIR® VECTOR 02 10 cm	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VI
ADJUSTER O2	Coussin VICAIR® ADJUSTER O2 6cm	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VII
ADJUSTER O2	Coussin VICAIR® ADJUSTER O2 10cm	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VII
ACTIVE O2	Coussin VICAIR® ACTIVE O2	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VIII
ACTIVE O2	Coussin VICAIR® ACTIVE O2 9 cm	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.VIII
ALLROUND ER O2	Coussin VICAIR® ALLROUNDER O2 - small (<38 cm)	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.IX
ALLROUND ER O2	Coussin VICAIR® ALLROUNDER O2 - medium (38-42,5 cm)	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.IX
ALLROUND ER O2	Coussin VICAIR® ALLROUNDER O2 - large (43 - 48 cm)	□	suppl. + cfr.bon 'Vicair'	8.B.IX

S = Standard | O = sans supplément | □ = avec supplément | - = pas possible

**9. ROUES**

**9.A ROUES AVANT**

Type	Mesures				Suppl.:	Photo #
	3"	4"	5"	6"		
<b>standard noir</b>	○	○	○	○		9.A.I
<b>transparent</b>	○	○	○	-		9.A.II
<b>alu - argent</b>	○	○	○	-		9.A.III
<b>alu - rood</b>	○	○	○	-		
<b>alu - bleu</b>	○	○	○	-		
<b>carbon</b>	-	□	□	-	€ 127,58	9.A.IV
<b>LED</b>	-	□	□	-	€ 84,03	9.A.V

**9.B ROUES ARRIERES**

(cerceaux sont toujours noir)

			Suppl.	Photo
18"	Roues : Standard 18 Pneus : Marathon Racer (gonflable)	□	€ 254,83	9.B.I
20"	Roues : Design 20" avec rayons Pneus : Right Run Black (gonflable)	○	-	9.B.II + 9.B.VI
22"	Roues : Design 22" avec rayons Pneus : Right Run Black (gonflable)	○	-	9.B.II + 9.B.VI
24"	Roues : 24" Zwart avec rayons Pneus : PU	○	-	
	Roues : Design 24" avec rayons Pneus : Right Run black (gonflable)	S		9.B.II + 9.B.VI
	Roues : Design 24" avec rayons Pneus : Marathon Plus (gonflable)	○	-	9.B.II + 9.B.VII
	Roues : Spirit 24" avec rayons et moyeu en alu Pneus : Right Run black (gonflable)	□	€ 979,16	9.B.IV + 9.B.VI
	Roues : Spirit 24" avec rayons et moyeu en alu Pneus : Marathon Plus (gonflable)	□	€ 979,16	9.B.IV + 9.B.VII
	Roues : Spirit 24" avec rayons et moyeu en alu <u>rouge</u> Banden : Right Run black (lucht)	□	€ 979,16	9.B.IV + 9.B.VI
	Roues : Spirit 24" avec rayons- moyeu en alu <u>rouge</u> Pneus : Marathon Plus (gonflable)	□	€ 979,16	9.B.IV + 9.B.VII
	Roues : Spirit 24" avec rayons-moteu en alu bleu Pneus : Right Run black (gonflable)	□	€ 979,16	9.B.IV + 9.B.VI
	Roues : Spirit 24" avec rayons et moyeu en alu <u>bleu</u> Pneus : Marathon Plus (gonflable)	□	€ 979,16	9.B.IV + 9.B.VII
	Roues : Spinergy 24" Pneus : Right Run black (gonflable)	□	€ 1.043,25	9.B.V + 9.B.VI
26"	Roues : Spinergy 24" Pneus : Marathon Plus (gonflable)	□	€ 1.043,25	9.B.V + 9.B.VII
	Roues : Design 26" avec rayons Pneus : Right Run black (gonflable)	○		9.B.II + 9.B.VI
	Roues : Design 26" avec rayons Pneus : Marathon Plus (gonflable)	○		9.B.II + 9.B.VII

S = Standard | ○ = sans supplément | □ = avec supplément | - = sans suppl

**9.C ADAPTATIONS ROUES ARRIERES**

			Suppl.	Photo
	Roues : OFF ROAD 24" (extra set roues) (pas compatible avec accoudoirs B15)	□	€ 673,94	9.C.I
HEM2	HEM 2 - 24" (pas compatible avec roues 'camber')			
	R Droite	□	Suppl.	
	L Gauche	□	Suppl.	

**9.D ROUES ARRIERES - pré-réglage du carosage**

			Suppl.	Photo
	0°	○		
	2°	○		
	4°	○		
	6°	○		

**10. FREINS**

			Suppl.	Photo
	Freins à tirer	○	-	
	Freins à pousser	○	-	10.II
	Freins sports	□	€ 98,56	10.III
	Roues à tambour - uniquement avec camber 0° Roues 24" x 1 3/8" noir PU	□	€ 375,83	10.IV
	Frein centrale - HEM2 Droite	▣	€ 242,97	
	(ne pas compatible avec profondeur 38 ou moins) Gauche	▣	€ 242,97	

S = Standard | O = sans supplément |  = avec supplément | - = sans supplément

**11. AUTRES OPTIONS**

**11.A options**

			Prix	Photo
B12	Tablette en bois <i>(avec BI5 - remboursable pour Trigo Kids)</i>		<input type="checkbox"/> € 243,44	
B20	Ceinture de sécurité		<input type="checkbox"/> € 45,65	11.A.I
	Porte-béquille			11.A.II
B31L	L	gauche	<input type="checkbox"/> € 36,40	
B31R	R	droite	<input type="checkbox"/> € 36,40	
B33	Adaptations cerceaux diminution fonction préhension		<input type="checkbox"/> € 114,11	11.A.III
B330	Gelcovers - SOFT		<input type="checkbox"/> € 276,77	11.A.IV
B330A	Gelcovers - SOFT - 'special'		<input type="checkbox"/> € 324,60	11.A.V
	Anti-tipping plooiën niet mogelijk bij zitbreedte tot 36 cm			11.A.VI
B78L	L	gauche	<input type="checkbox"/> € 38,04	
B78R	R	droite	<input type="checkbox"/> € 38,04	
B86	Roues de voyage		<input type="checkbox"/> € 201,35	11.A.VII
B90	Bar de poussée à l'arrière <i>(pas possible avec PH04)</i>		<input type="checkbox"/> € 90,82	11.A.VIII
	Pelotte de dos <i>(non compatible avec dossier pliable/réglable en hauteur)</i>			11.A.IX
L04L	L	gauche	<input type="checkbox"/> € 123,24	
L04R	R	droite	<input type="checkbox"/> € 123,24	
	Pelotte de dos - SMALL			11.A.X
L04SL	L	gauche	<input type="checkbox"/> € 123,24	
L04SR	R	droite	<input type="checkbox"/> € 123,24	
	Protège-rayons			
B85		transparent	<input type="checkbox"/> € 195,49	11.A.XI
B85 M5		world	<input type="checkbox"/> € 195,49	11.A.XII
B85 M6		jungle	<input type="checkbox"/> € 195,49	11.A.XIII
B85 M7		Trigo 1	<input type="checkbox"/> € 195,49	11.A.XIV
B85 M8		Trigo 2	<input type="checkbox"/> € 195,49	11.A.XV
B40	Prolongeurs de frein		<input type="checkbox"/> € 22,82	11.A.XVI

**0**





**TRIGO S**








**Résumé avec photo's et dessins**








<b>3. accoudoirs</b>			
<b>3.I B82S fixed</b>	<b>3.II B82-C fixed</b>	<b>3.III B82 fixed</b>	<b>3.IV Bi5</b>
<b>3.V Tube</b>	<b>3.VI B82SL-A</b>	<b>3.VII B82S-C</b>	<b>3.VIII B82L-A</b>
<b>3.IX B82-C</b>			
<b>4. REPOSE-PIEDS</b>			
<b>4.I</b>	<b>4.II</b>	<b>4.III</b>	<b>4.IV</b>

5. COULEURS			
<b>5.I</b> <b>C4</b>	<b>5.II</b> <b>C5</b>	<b>5.III</b> <b>C8</b>	<b>5.IV</b> <b>C29</b>
			
<b>5.V</b> <b>C53</b>	<b>5.VI</b> <b>C55</b>	<b>5.VII</b> <b>C56</b>	<b>5.VIII</b> <b>C59</b>
			
<b>5.IX</b> <b>C71</b>	<b>5.X</b> <b>C72</b>	<b>5.XI</b> <b>C73</b>	<b>5.XII</b> <b>C76</b>
			
<b>5.XIII</b> <b>C78</b>	<b>5.XIV</b> <b>C79</b>	<b>5.XV</b> <b>C85</b>	<b>5.XVI</b> <b>C87</b>
			
<b>5.XVII</b> <b>C88</b>	<b>5.XVII</b> <b>C89</b>		
			

<b>6.A DOSSIER</b>			
<b>6.A.I</b>	<b>6.A.II</b>	<b>6.A.III</b>	
<b>dossier fixe</b>	<b>dossier réglable</b>	<b>réglable et pliable</b>	
			
<b>6.B. Overzicht rugbekledingen</b>			
<b>6.B.I</b>	<b>6.B.II</b>	<b>6.B.III</b>	<b>6.B.IV</b>
<b>Nylon</b>	<b>Cordura</b>	<b>Airflow</b>	<b>Vicair Liberty</b>
			
<b>6.B.V</b>			
<b>Vicair Anatomic</b>			
			

<b>7.B. POIGNEES</b>			
<b>7.B.I</b>	<b>7.B.II</b>	<b>7.B.III</b>	<b>7.B.IV</b>
<b>PH01</b>	<b>PH02</b>	<b>PH03</b>	<b>PH04</b>
			
<b>7.B.V</b>	<b>7.B.VI</b>		
<b>PH05</b>	<b>PH06</b>		
			
<b>8.B. COUSSINS</b>			
<b>8.B.I</b>	<b>8.B.II</b>	<b>8.B.III</b>	<b>8.B.IV</b>
Zitkussen 5 cm foan	Zitkussen 5 cm visco	Zitkussen 6 cm div	Vicair Liberty
			
<b>8.B.V</b>	<b>8.B.VI</b>	<b>8.B.VII</b>	<b>8.B.VIII</b>
Vicair Liberty Profile	Vicair Vector	Vicair Adjuster	Vicair Active
			
<b>8.B.IX</b>			
Vicair Allrounder			
			

<b>9.A. ROUES AVANT</b>			
<b>9.A.I</b>	<b>9.A.II</b>	<b>9.A.III</b>	<b>9.A.IV</b>
<b>StandAard zwart</b>	<b>Transparant</b>	<b>Alu</b>	<b>Carbon</b>
			
<b>9.A.V</b>			
<b>LED</b>			
			
<b>9.B. ROUES ARRIERES</b>			
<b>9.B.I</b>	<b>9.B.II</b>	<b>9.B.III</b>	<b>9.B.IV</b>
<b>Standaard 18"</b>	<b>Design light</b>	<b>Wiel full PU</b>	<b>Spirit</b>
			
<b>9.B.V</b>	<b>9.B.VI</b>	<b>9.B.VII</b>	
<b>Spinergy</b>	<b>Right Run Black</b>	<b>Marathon Plus</b>	
			

<b>9.C. ROUES SPECIALES</b>			
<b>9.C.I</b>	<b>9.C.II</b>		
<b>Off road</b>	<b>HEM2</b>		
			
<b>10. FREINS</b>			
<b>10.I</b>	<b>10.II</b>	<b>10.III</b>	<b>10.IV</b>
<b>à tirer</b>	<b>à pousser</b>	<b>Sport</b>	<b>à tambour</b>
			
<b>11.A. AUTRES</b>			
<b>11.A.I</b>	<b>11.A.II</b>	<b>11.A.III</b>	<b>11.A.IV</b>
<b>B20</b>	<b>B31</b>	<b>B33</b>	<b>B330</b>
			
<b>11.A.V</b>	<b>11.A.VI</b>	<b>11.A.VII</b>	<b>11.A.VIII</b>
<b>B330A</b>	<b>B78</b>	<b>B86</b>	<b>B90</b>
			
<b>11.A.IX</b>	<b>11.A.X</b>	<b>11.A.XI</b>	<b>11.A.XII</b>
<b>L04</b>	<b>L04S</b>	<b>B85</b>	<b>B85 M5</b>
			

11.A.XIII	11.A.XIV	11.A.XV	11.A.XVI
B85 M6	B85 M7	B85 M8	B40
		