

CORAILLE XXL



Agence de Phalempin : Agence de Cournon :

☎ : 03.28.55.07.98

☎ : 04.73.60.82.40

☎ : 03.20.90.28.89

☎ : 04.73.77.95.94



Fauteuil équipé d'un coussin d'assise de 6, 8 ou 10 cm d'épaisseur pour hauteur de dossier de 75, 77 et 79 cm. Structure en acier de diamètre 32 mm avec peinture Epoxy.

Equipé de roues 6" Krypton à l'avant et 12" 1/2 X 2" 1/4 Krypton à l'arrière. Mousse semi-mémoire de forme au niveau de l'assise et du dossier, et de housses PU Soft Touch pour un confort maximum. Appui-tête, hamais et repose-jambes réglables en inclinaison par vérin. Repose-pieds réglable en hauteur avec palette séparées.

Poids maxi utilisateur : 150 kg pour tailles 55 et 60.

Poids fauteuil 37 kg.

Date et cachet de la société :

ATTENTION :

Ce modèle est **réservé aux collectivités**,
il ne peut en aucun cas bénéficier d'une prise en charge.

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

	Prix public HT	Prix public TTC		
Fauteuil Coquille Coraille XXL taille 55 et 60 AVEC tablette <input type="checkbox"/>	-	-		

COULEURS (pour autres coloris, merci de vous rapprocher du service commercial)

PU Soft Touch vert <input type="checkbox"/>	-	-	-	
PU Soft Touch Prune <input type="checkbox"/>	-	-	-	
PU Soft Touch Praline <input type="checkbox"/>	-	-	-	

REPOSE-PIEDS

Palettes séparées (standard sur version XXL) <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	
--	---	---	---	--

Hauteur Dossier		75 cm	77 cm	79 cm
= Epaisseur coussin		10 cm	8 cm	6 cm
Largeur Intérieur	Largeur totale	à cocher impérativement SVP		
55 XXL	79	T19	T20	T21
60 XXL	79	T22	T23	T24

 = Exécution standard tenue de stock (non exhaus)

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Fauteuil livré sans tablette <input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Housse PU Soft Touch supplémentaire <i>(jeu de 3 housses pour dossier + assise + appui tête)</i>	Praline <input type="checkbox"/>	137,49 €	145,05 €	-
	Vert <input type="checkbox"/>	137,49 €	145,05 €	-
	Prune <input type="checkbox"/>	137,49 €	145,05 €	-
	Praline <input type="checkbox"/>	137,49 €	145,05 €	-
B52 Porte Serum <input type="checkbox"/>	65,50 €	69,10 €	-	