

BOBBY EVO



Fauteuil de transfert léger, compact et pliant par croisillon.
 Equipé d'origine d'un dossier fixe pliant à mi-hauteur.
 Poignées à pousser pour l'accompagnant.
 Systèmes de freinage pour l'accompagnant avec position parking et l'utilisateur .
 Toiles de dossier et d'assise rembourrées avec pochette de rangement.
 Accoudoirs escamotables avec protège-vêtements.
 Potences escamotables intérieur/extérieur et amovibles
 Palettes repose-pieds séparées, relevables et réglables en hauteur avec sangles talonnières
 Roues avant 6" , roues arrière 12" équipées de bandage noir
Châssis garanti 4 ans hors pièces d'usure. Poids utilisateur: 115kg

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale:

Fauteuil roulant non-modulaire à propulsion manuelle ou à pousser FMP

Qui peut prescrire?

Prescription par Médecin généraliste ou Ergothérapeute pour catégorie FMP

Agence de Phalempin

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Les codes et montants de remboursement sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.



= Exécution standard



= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
BOBBY EVO	<input checked="" type="checkbox"/> 341,73 €	360,53 €	360,53 €	9517986

*Prix limite de Vente

POUR RAPPEL : Mode de prise en charge catégorie FMP

ACHAT	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
	341,73 €	360,53 €	360,53 €	9517986

LOCATION COURTE DURÉE (Montant par semaine)		Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
	≤ 13 semaines	10,92€ avec mutuelle	10,92€ avec mutuelle	1268182
	≤ 13 semaines	3,82€ sans mutuelle	3,82€ sans mutuelle	1268182
	≥ 14 à 26 semaines	8,49€ avec mutuelle	8,49€ avec mutuelle	1291028
	≥ 14 à 26 semaines	2,97€ sans mutuelle	2,97€ sans mutuelle	1291028
	Option d'achat			
	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
	102,52 €	108,16 €	108,16 €	1267633

**POUR RAPPEL : Forfait Livraison**

LIVRAISON - Pour achat ou LCD	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
	47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390












POUR RAPPEL : Forfait SAVI en cas d'achat ou option achat

Montant forfaitaire annuel	Prix public HT	Prix public TTC	Code de remboursement
Sans PLV - Par année calendaire	246,92 €	260,50 €	4894307

*Prix limite de vente

Sélectionner les options en cochant les cases SVP	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
CHÂSSIS				
Modèle				
Pliant par croisillon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Appui pour le pied de l'accompagnant permettant le basculement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Largeur Hors Tout réduite Largeur d'assise + 10cm (extérieure accoudoirs)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Poids utilisateur max 115kg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Sélectionner les options en cochant les cases SVP				
MODE DE PROPULSION				
Propulsion uniquement par l'accompagnant - Kit transit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-



ASSISE									
Largeur d'assise									
5148359	39 cm	NOUVEAU	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
5147229	42 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
5147230	48 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
Profondeur d'assise									
	42 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
Hauteur de siège									
	50 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
Revêtement									
	Toile d'assise rembourrée et démontable		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
DOSSIER									
Type									
	Dossier fixe, pliant à mi hauteur		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
Poignées									
	Poignées à pousser avec freins et position parking pour l'accompagnant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
Hauteur de dossier									
	38 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
Revêtement									
	Toile de dossier rembourrée, démontable avec pochette de rangement		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
ACCOUDOIRS									
Type									
B03	Accoudoirs escamotables avec manchette démontable + Protège-vêtements		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
REPOSE-PIEDS (la paire)									
Potences									
B06	Escamotables intérieur/extérieur, amovibles avec système de verrouillage et déverrouillage intuitif. Palettes séparées, relevables, réglables en hauteur et sangles talonnières		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
ROUES									
Avant									
	6" Bandage noir		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
Arrières									
	12" Bandage noir		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
FREINS Utilisateur et Accompagnant									
	Levier rallongé avec position parking pour l'utilisateur (Img1)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	Img 1		
	Poignées de freins pour l'accompagnant avec position parking (Img2)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	Img 2		
COULEURS									
C80	Cadre bleu, revêtement nylon noir		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
TOTAL :									

Commentaires :