



TURIOS

Ajustables aux besoins personnels,
Design attractif
Performances supérieures en intérieur et
extérieur
Qualité et fiabilité,
Tenue de route et Stabilité

FLASHEZ OU CLIQUEZ
SUR CE CODE POUR LE
DÉCOUVRIR EN VIDÉO :



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Courmon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

PRESCRIPTION MÉDICALE :

AA1 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, VERMEIREN

Vermeiren FOREST code LPP : 9122153*

AA2 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, VERMEIREN

Vermeiren FOREST code LPP : 9122259*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

VERSION AA1 :

- Inclinaison électrique de l'assise **incluse**
- Inclinaison électrique du dossier **incluse**
- Repose-pieds B06IN ou BA6 **indus**
- Commande LiNX **incluse**
- Pantographe escamotable **indus**
- Garde-boues **inclus**
- Accroche-taxis **inclus**
- Ceinture de sécurité **incluse**

TARIFS :

Prix Public HT : **3306,11€**

Prix Public TTC : **3487,95€**

LPP (code 9122153*) :

3487,95€

JE CHOISIS CETTE VERSION :



VERSION AA2 :

- Inclinaison électrique de l'assise **incluse**
- Inclinaison électrique du dossier **incluse**
- Repose-jambes BZ8 ou BZ7 **indus**
- Appui-tête L58 **inclus**
- Commande LiNX **incluse**
- Pantographe escamotable **indus**
- Garde-boues **inclus**
- Accroche-taxis **inclus**
- Ceinture de sécurité **incluse**

TARIFS :

Prix Public HT : **3732,71€**

Prix Public TTC : **3938,01€**

LPP (code 9122259*) :

3938,01€

JE CHOISIS CETTE VERSION :



Je choisis ma motorisation :

(1 choix obligatoire)



6 km/h
batteries 38Ah



6 km/h
batteries 50Ah



10 km/h
batteries 50Ah
SE66

OPTION POWER MODULE 75Ah (PM75A) :

(facultative)



Power Module 75A pour plus de puissance

Prix Public HT : **269€**

Prix Public TTC : **283,80€**

Besoin d'un TURIOS en urgence ?

TURIOS STOCK - LIVRAISON EXPRESS

toutes les versions incluent :

- Motorisation 10 km/h
- Assise (inclinaison électrique) :
Largeur 45 cm
Profondeur 45 cm
Hauteur 49 cm
- Coloris C5 Noir
- Dossier tubulaire L44 Nylon
inclinaison électrique
- Assise coussin PU plat
- Accoudoirs PU
- Roues 230mm à l'avant
- Pneus lisses à l'avant et
crampons à l'arrière



2 versions pré-configurées non modifiables :

VERSION AA1

avec Repose-pieds B06IN

Prix Public HT : **3306,11€**

Prix Public TTC : **3487,95€**

LPP (code 9122153*) : **3487,95€**



**JE PASSE
COMMANDE**
ref produit 4038697

VERSION AA2

avec Repose-jambes BZ8 + Appui-tête L58

Prix Public HT : **3732,71€**

Prix Public TTC : **3938,01€**

LPP (code 9122259*) : **3938,01€**




**JE PASSE
COMMANDE**
ref produit 4043422

				Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP
TAILLE ET RÉGLAGES D'ASSISE							
Largeur d'assise							
	39 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
	45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
	51 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
Profondeur d'assise							
	43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
	45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
	47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
	49 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
	51 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
Hauteur d'assise							
	49 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
	52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	

MANCHETTES D'ACCOUDOIRS (options montées sur le fauteuil)							
Bi5	Manchettes PU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 Bi5
Bi5 Soft	Manchettes Soft	<input type="checkbox"/>	59,51 €	62,78 €	-	-	 Bi5 Soft
B66O	Manchette gouttière orientable (la pièce), non compatible avec tablette B15, SE74 rétroviseur, SE16 protège vêtements						 B66O
1911033	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-	
1911032	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-	

MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES (options montées sur le fauteuil)								
		Gauche	Droite					
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	 B66M/ B66OM
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	 B66ML/ B66OML
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	 B66MA/ B66OMA
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	 B66MAL/ B66OMAL
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
REPOSE-PIEDS (*inclus et sans supplément de prix pour la version AA1) - options montées sur le fauteuil sauf si précisé							
B06IN	Repose-pieds amovibles (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00€*	148,76€*	-	-	
BA6	Repose-pieds amovibles raccourcis de 7cm (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00€*	148,76€*	-	-	
BK6	Repose-pieds palette monobloc pour version AA1 (NM) en remplacement des B06 standard	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-	
BK6	Repose-pieds palette monobloc pour version AA2 et AA2bis (NM) en supplément des repose-jambes standard - <i>accessoire livré séparément</i>	<input type="checkbox"/>	174,90 €	184,52 €	-	-	
BL6	Repose-pieds palette monobloc raccourcis pour version AA1 en remplacement des repose-pieds standard	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-	
BL6	Repose-pieds palette monobloc raccourcis pour version AA2 en supplément des repose-jambes standard	<input type="checkbox"/>	174,90 €	184,52 €	-	-	
REPOSE-JAMBES (*inclus et sans supplément de prix pour la version AA2) - options montées sur le fauteuil sauf si précisé							
CÔTÉ DROIT							
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	103,26€*	108,94€*	-	-	
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	103,26€*	108,94€*	-	-	
BL7	Repose-moignon droit - <i>accessoire livré séparément</i>	<input type="checkbox"/>	146,11 €	154,15 €	-	-	
CÔTÉ GAUCHE							
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	103,26€*	108,94€*	-	-	
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	103,26€*	108,94€*	-	-	
BK7	Repose-moignon gauche - <i>accessoire livré séparément</i>	<input type="checkbox"/>	146,11 €	154,15 €	-	-	
REPOSE-JAMBES MONOBLOC							
BZ10	Repose-jambes monobloc fixe avec retours latéraux	<input type="checkbox"/>	378,31 €	399,12 €	-	-	
REPOSE-JAMBES ELECTRIQUES							
BZE	Paire de repose-jambes électriques	<input type="checkbox"/>	939,72 €	991,40 €	-	-	
DOSSIER							
	Dossier pré-formé - revêtement PU Soft Touch	<input type="checkbox"/>	170,00 €	179,35 €	-	-	
L34 Nylon+	Dossier pré-formé - revêtement Nylon Plus	<input type="checkbox"/>	255,00 €	269,03 €	-	-	
L34 3D Net	Dossier pré-formé - revêtement 3D Net	<input type="checkbox"/>	255,00 €	269,03 €	-	-	
L44	Dossier tubulaire en nylon noir avec 5 sangles ajustables (en Nylon)	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
ASSISE							
L16F+L35/B23 Soft	Planche + coussin séparé pré-formé - revêtement PU Soft Touch	<input type="checkbox"/>	170,00 €	179,35 €			
L16F+L35/B23 Nylon Plus	Planche + coussin séparé pré-formé - revêtement Nylon Plus	<input type="checkbox"/>	255,00 €	269,03 €			
L16F+L35/B23 3D Net	Planche + coussin séparé pré-formé - revêtement 3D Net	<input type="checkbox"/>	255,00 €	269,03 €			
	Coussin plat en PU	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	

COLORIS							
C4	Rouge vif	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 <p>C4 - ROUGE VIF C5 - NOIR</p> <p>C76 - BLANC C77 - NOIR MÉTALLIQUE</p> <p>C79 - BLEU C85 - VERT ÉLECTRIQUE</p> <p>C87 - ORANGE CLAIR</p>
C5	Noir	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C77	Noir Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
Couleurs additionnelles : contactez votre commercial							

CHOIX DE LA COMMANDE - options montées sur le fauteuil						
LiNX	Commande LiNX (REM 2xx range)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	à droite	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
	à gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
SE53	Pantographe escamotable à l'extérieur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

AUTRES COMMANDES POSSIBLES- options montées sur le fauteuil							
LCD	Commande LiNX LCD	<input type="checkbox"/>	1 090,05 €	1 150,00 €	-	-	 <p>LCD SE68</p> <p>SE08 SE09</p> <p>SE55 SE64</p> <p>SE83</p>
SE68	Interrupteur à bascule programmable pour LiNX LCD (obligatoirement avec LiNX)	<input type="checkbox"/>	340,00 €	358,70 €	-	-	
SE08	Commande à l'arrière	<input type="checkbox"/>	33,85 €	35,71 €	35,71 €	9322410	
SE09	Double commande tierce personne	<input type="checkbox"/>	677,02 €	714,26 €	714,26 €	9368300	
SE55	Commande renforcée	<input type="checkbox"/>	1 374,41 €	1 450,00 €	-	-	
SE64 - swivel	Commande séparée pour vérins - fixée avec la commande (<i>incompatible avec SE53A et</i>	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-	
SE64 - fixed	Commande séparée pour vérins - fixée sur l'accoudoir opposé à la commande	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-	
SE83	Mini-Joystick	<input type="checkbox"/>	3 823,17 €	4 033,44 €	-	-	

CONTACTEURS BOUTON (à commander obligatoirement avec commande LiNX LCD) - accessoires livrés séparément							
1997690	Contacteur bouton bleu 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997691	Contacteur bouton vert 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997380	Contacteur bouton bleu 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997381	Contacteur bouton vert 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997383	Contacteur bouton rouge (On/Off)	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	

ADAPTATIONS JOYSTICK - accessoires livrés séparément							
1009950*	1 : Boule	<input type="checkbox"/>	26,74 €	28,21 €	-	-	 <p>*saisir 1913750+1913749 en plus de ces références.</p> <p>**saisir 1913750+1913749+1905043 en plus de ces</p>
1901106*	2 : Cupule menton	<input type="checkbox"/>	85,76 €	90,48 €	-	-	
1917371*	3 : Balle en mousse (SE63)	<input type="checkbox"/>	119,90 €	126,49 €	-	-	
1994545**	6 : Tige 11 cm	<input type="checkbox"/>	88,69 €	93,57 €	-	-	
1993798**	7 : Base tetra	<input type="checkbox"/>	113,31 €	119,54 €	-	-	
1900501**	8 : Bague	<input type="checkbox"/>	104,35 €	110,09 €	-	-	
1900581**	9 : Tige base plate	<input type="checkbox"/>	98,26 €	103,66 €	-	-	
1993516**	10 : Tige en T	<input type="checkbox"/>	113,29 €	119,52 €	-	-	
1904158**	11 : Balle de Golf	<input type="checkbox"/>	94,60 €	99,80 €	-	-	

		Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
ROUES AVANT						
230mm						
9"	Gonflables lisses noirs 230 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Gonflables lisses gris 230 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Bandages lisses noirs 230 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-
260mm						
10"	Gonflables crampons noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Gonflables lisses noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Gonflables crampons gris 260 mm	<input type="checkbox"/>	81,04 €	85,50 €	-	-
	Bandages crampons noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-
	Bandages lisses noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-
ROUES ARRIERES						
	Gonflables crampons noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Gonflables lisses noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	Gonflables crampons gris	<input type="checkbox"/>	81,04 €	85,50 €	-	-
	Bandages crampons noirs	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-

EQUIPEMENTS & OPTIONS - options montées sur le fauteuil								
SE01	Garde-boue sur les deux roues arrières	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-		
SE58	Accroches taxi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-		
B15	Tablette en plexiglas	<input type="checkbox"/>		236,97 €	250,00 €	-	-	
B22	Selle d'abduction	<input type="checkbox"/>		76,71 €	80,93 €	-	-	
B58	Ceinture de sécurité par clip	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	
SE06	Chargeur USB	<input type="checkbox"/>		267,34 €	282,04 €	-	-	
SE09	Double commande tierce personne	<input type="checkbox"/>		677,02 €	714,26 €	714,26 €	9368300	
SE19	Kit éclairage LED OPTION FRÉQUEMMENT COMMANDÉE	<input type="checkbox"/>		349,07 €	368,27 €	-	-	
SE24	Porte gobelet	<input type="checkbox"/>		61,08 €	64,44 €	-	-	
SE35	Système monte-trottoir	<input type="checkbox"/>		336,85 €	355,38 €	-	-	
SE73	Frein à main (la paire)	<input type="checkbox"/>		81,08 €	85,54 €	-	-	
SE74	Rétroviseur (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec manchettes gouttières ou hémiplegiques)	<input type="checkbox"/>		65,97 €	69,60 €	-	-	
B31L	Porte béquille à gauche	<input type="checkbox"/>		85,82 €	90,54 €	-	-	
B31R	Porte béquille à droite	<input type="checkbox"/>		85,82 €	90,54 €	-	-	
B52	Porte Serum	<input type="checkbox"/>		44,17 €	46,60 €	-	-	
L58	Appui-tête à former réglable (<i>standard sur version AA2</i>)	<input type="checkbox"/>		180,50 €	190,43 €	-	-	
L58-C	Appui-tête réglable en largeur et rotatif	<input type="checkbox"/>		314,82 €	332,14 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
COUSSINS GEL "Les Indispensables" - gamme technique - à adapter sur le fauteuil							
V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	57,39 €	60,55 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (2 pièces)	<input type="checkbox"/>	147,97 €	156,11 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	145,97 €	154,00 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	79,60 €	83,98 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	68,62 €	72,39 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	82,34 €	86,87 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm (l'unité)	<input type="checkbox"/>	37,43 €	39,49 €	-	-	
SET V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	

Pensez à nos rampes pliables ultra-pratiques !



Prix Public HT : **329€**
 Prix Public TTC : **347,10€**



JE PASSE COMMANDE
 Paire de rampes 692



longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Rampes livrées avec leurs housses !

TOTAL :

--	--	--

Commentaires :