

TRICYCLES 2217 - Standard






<p>Compagnon idéal pour les adolescents et les adultes, les tricycles 2217 seront plaisir aux plus grand nombre. Avec des looks attractifs et un design épuré, les tricycles allient confort et facilité de conduite en toute circonstance. Les Cadres sont conçus pour que son utilisateur puisse monter et descendre aisément et ainsi diminuer les risques de chutes et rendre l'enjambement plus naturel. Guidon réglable en hauteur et en inclinaison Selle ajustable en hauteur Frein V-barck avec position parking Pignon fixe ou libre pour plus de sécurité Panier arrière ou avant Garde-boue de série, Nombreuses options disponibles et 2 versions au choix Poids utilisateur max: de 125kg Garantie 2 ans hors pièces d'usure Tricycles orthopédiques pour adolescents et adultes</p>	 <p>2217 Freedom Noir et Vert</p>  <p>2217 Freedom Blanc et Rouge</p>	<p>Date et cachet de la société :</p>
<p>Prescription Médicale : Cycle modulable à roues multiples CYC + PAP Forfait A membres supérieurs et/ou Forfait B membres inférieures si nécessaire + Support O2 si nécessaire Qui peut prescrire ? Prescription par Médecin MPR, Médecin titulaire DU et Ergothérapeute dans une équipe pluridisciplinaire pour catégorie CYC</p>	<p>Agence de Phalempin : Tel : 03.28.55.07.98 Fax : 03.20.90.28.89</p>	<p>Agence de Cournon : Tel : 04.73.60.82.40 Fax : 04.73.77.95.94</p>















*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

☒ = Exécution standard		○ = Option sans supplément de prix						
Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	A partir de 14 ans. Distance sol-selle 72-86 cm Distance selle-pédale 59-78 cm 125kg
2217	FREEDOM blanc et rouge. 2217 FRWR		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	9538882	
	FREEDOM noir et vert. 2217 FRBG		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	9538882	

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
POUR RAPPEL : Mode de prise en charge catégorie CYC							
ACHAT				1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	9538882
POUR RAPPEL : Forfait de mise à disposition + Forfait Livraison							
FORFAIT MAD1 niveau 1				94,79 €	100,00 €	100,00 €	4841966
FORFAIT MAD2 niveau 1 En cas de renouvellement à l'achat				47,39 €	50,00 €	50,00 €	4811876
LIVRAISON				47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390
POUR RAPPEL : Forfait SAV5							
Montant forfaitaire annuel SAV5 sans PLV				246,92 €	260,50 €	260,50 €	4800737

☒ = Exécution standard		○ = Option sans supplément de prix					
CHÂSSIS				 <p>Klaxon</p>  <p>Eclairage avant & arrière</p>			
Type	Cycle à roues multiples pourvu d'une selle (Tous les modèles)	S	○				
	Châssis fixe (Tous les modèles)	S	○	-	-	-	
	Dispositif réfléchissant avant et arrière (Tous les modèles)	S	○	-	-	-	
	Klaxon	S	○	-	-	-	
Eclairage							
E2	Kit éclairage avant, arrière	☐	○	-	-	-	
MODE DE PROPULSION							
Type	Propulsion podale avec direction manuelle	S	○	-	-	-	
Roues							
	Pneumatiques avant et arrière	S	○	-	-	-	
Pignon							
Pignon Fixe							
06	Pignon fixe	S	○	-	-	-	
Système de freinage standard							
	Poignée de frein sur guidon (à droite)	S	○	-	-	-	
				 <p>Poignée de frein</p>			

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
GUIDON								
S1	Guidon classique	Tous modèles	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-		 S1
S2	Guidon plat	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	○	-	-		 S2
NM	Commande à gauche		<input type="checkbox"/>	○	-	-		
DOSSIER								
Système de maintien du tronc								
Cales-hanches								
P1M	Cale-hanches M (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	○	-	-		
P1L	Cale-hanches L (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	○	-	-		
Supports dorsaux								
P2M	Support dorsal M (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	○	-	-		
P2L	Support dorsal L (livré avec tige de selle ajustable) 2217 et 2219		<input type="checkbox"/>	○	117,82 €	-		
Supports dorsaux + Cale-hanches								
P3M	Support dorsal & Cale-hanches M (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	○	-	-		
P3L	Support dorsal & Cale Hanches L (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	○	-	-		
ASSISE								
Selle								
-	Selle standard (Réglable en hauteur et en antéropostérieur)		<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-		 Selle standard
E12	Selle confort		<input type="checkbox"/>	○	-	-		 E18A
E18A	Selle type "banane" ajustable en angle (Incompatible avec P1, P2 et P3)		<input type="checkbox"/>	○	-	-		
Tige pour fixation selle								
P4M	Tige de selle Ajustable M (hauteur +5cm)		<input type="checkbox"/>	○	-	-		 P4M
PÉDALES								
Pédales								
F1	Pédales avec sangles de maintien (la paire)		<input type="checkbox"/>	○	-	-		 F1
F2	Cale-pieds avec sangles de maintien (la paire)		<input type="checkbox"/>	○	-	-		 F2
Pédales à fixations velcro								
F3M	Repose-pieds à fixation Velcro - M (la paire)		<input type="checkbox"/>	○	-	-		 F3M
								

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
F3L	Repose-pieds à fixation Velcro - L (la paire)	<input type="checkbox"/>	○	-	-		 F3L
							
Tuteur de cheville avec pédales à fixation velcro							
F4ML	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille M - Gauche	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
F4MR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille M - Droit	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
							
F4LL	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille L - Gauche	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
F4LR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille L - Droit	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
							
ACCESSOIRES (Livrés séparément)							
E1M 1916647	Poignée de poussée M (fixée sous panier)	<input type="checkbox"/>	68,61 €	72,38 €	-	-	
E3	Compteur Kilométrique	<input type="checkbox"/>	90,94 €	95,94 €	-	-	
E6	Porte canne	<input type="checkbox"/>	36,69 €	38,71 €	-	-	
E7	Porte gourde	<input type="checkbox"/>	23,94 €	25,26 €	-	-	
E8L	Rétroviseur à gauche	<input type="checkbox"/>	71,80 €	75,75 €	-	-	
E8R	Rétroviseur à droite	<input type="checkbox"/>	71,80 €	75,75 €	-	-	
E13	Home trainer (système d'exercice à domicile - incompatible E-Tricycles)	<input type="checkbox"/>	255,23 €	269,27 €	-	-	
E14	Panier avant	<input type="checkbox"/>	53,29 €	56,22 €	-	-	
E5	Top Case	<input type="checkbox"/>	261,61 €	276,00 €	-	-	

MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC
Cumulable avec le forfait B membres inférieurs


PAP du Dossier

				*Prix limite de vente	
Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC
Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires (Physipro)					
Sangle thoracique					
00.01	Bande multi-usage neoflex				
2997957	o Small (Longueur 100cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €	9961008
2997958	o Medium (Longueur 140cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €	
2997959	o Large (Longueur 160cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €	
2997960	o X-Large (Longueur 180cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €	
00.02	Extension bande multi-usage neoflex				
2997957	o Small (Longueur 80cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €	9961008
2997958	o Medium (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €	
2997960	o X-Large (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €	
20.01	Support thoracique large neoflex				
2997879	o X-Small	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €	9961008
2997880	o Small	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €	
2997881	o Medium	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €	
2997882	o Large	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €	
2997883	o X-Large	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €	
20.02	Support thoracique large avec zip neoflex				
2997842	o X-Small	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €	9961008
2997843	o Small	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €	
2997844	o Medium	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €	
2997845	o Large	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €	
2997846	o X-Large	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €	
20.03	Support thoracique étroit neoflex				
2997874	o X-Small	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €	9961008
2997875	o Small	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €	
2997876	o Medium	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €	
2997877	o Large	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €	
2997878	o X-Large	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €	
20.04	Support thoracique étroit avec zip neoflex				
2997859	o X-Small	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €	9961008
2997860	o Small	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €	
2997861	o Medium	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €	
2997862	o Large	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €	
2997863	o X-Large	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €	
Dispositifs de positionnement de l'épaule					
Harnais épaule					
20.05	Harnais d'épaules neoflex				
2997892	o Small	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €	9961008
2997893	o Medium	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €	
2997894	o Large	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €	
2997895	o X-Large	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €	
20.06	Harnais d'épaules boucle sac à dos neoflex				
2997899	o Small	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €	9961008
2997901	o Medium	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €	
2997902	o Large	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €	
2997903	o X-Large	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €	


Forfait A
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC




00.01




20.01




20.02




20.03



20.04



20.05




20.06

Pour les tailles et les tarifs, consultez la fiche de mesures Neoflex sur www.vermeiren.fr


MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV
Cumulable avec le forfait A membres supérieurs

PAP des membres inférieurs						Code Remboursement	9922913	 40.02										
Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC													
40.02	Maintien de cheville	neoflex					Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC											
2998385		o X-Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
2998386		o Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
2998387		o Medium	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
2998388		o Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
2998389		o X-Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>14 cm - 17 cm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>17 cm - 20 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>19 cm - 23 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>22 cm - 29 cm</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>28 cm - 33 cm</td> </tr> </tbody> </table>	A		XS	14 cm - 17 cm	S	17 cm - 20 cm	M	19 cm - 23 cm	L	22 cm - 29 cm	XL	28 cm - 33 cm				
A																		
XS	14 cm - 17 cm																	
S	17 cm - 20 cm																	
M	19 cm - 23 cm																	
L	22 cm - 29 cm																	
XL	28 cm - 33 cm																	

SYSTEMES D'ATTACHE pour sangles néoflex Forfait A et Forfait B						Code Remboursement	9961008/ 9922913	 image 1  image 2  image 3  image 4
			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC			
1920915	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm (image 1)	<input type="checkbox"/>	15,00 €	15,83 €		Forfait A et/ou Forfait B		
1920916	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm/22cm/19cm (image 2)	<input type="checkbox"/>	23,00 €	24,27 €				
1920917	Collier de fixation triangulaire pour TRIGO X2 (image 3)	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
	Collier de liaison métal (1 choix de diamètre) livré par 2 unités (image 4)							
1920918	Ø 19cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
1920919	Ø 22cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
1920920	Ø 25cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
1920921	Ø 29cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
1920922	Ø 30cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
1920923	Ø 35cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				

Pensez à nos différents systèmes de rampes ultra-pratiques !




Rampes pliantes 692 avec housse de rangement

longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Quickramp

Kit rampes



Rampes sur mesure

RAMPES PLIABLES					
8002925	Paire de Rampes 692 (180 cm) avec sacs de rangement	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-
KITS RAMPES					
8002565	Rampes extérieures Kit N°1 (de 1,8 à 5,5 cm)	<input type="checkbox"/>	69,00 €	72,80 €	-
8002566	Rampes extérieures Kit N°2 (de 3,6 à 9,1 cm)	<input type="checkbox"/>	138,00 €	145,59 €	-
8002567	Rampes extérieures Kit N°3 (de 7,2 à 12,7 cm)	<input type="checkbox"/>	229,90 €	242,54 €	-
8002568	Rampes extérieures Kit N°4 (de 10,8 à 16,3 cm)	<input type="checkbox"/>	327,00 €	344,99 €	-
8003004	Rampes extérieures Kit N°5 (de 14,4 à 19,9 cm)	<input type="checkbox"/>	479,00 €	505,35 €	-

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
QUICKRAMPS					
8002582	Kit Quickramp 10 mm	<input type="checkbox"/>	34,50 €	36,40 €	-
8002583	Kit Quickramp 12 mm	<input type="checkbox"/>	37,90 €	39,98 €	-
8002584	Kit Quickramp 14 mm	<input type="checkbox"/>	43,90 €	46,31 €	-
8002585	Kit Quickramp 16 mm	<input type="checkbox"/>	46,90 €	49,48 €	-
RAMPES SUR MESURE (Cf Fiche de mesure spécifique sur Vermeiren.fr - Produit- Accessoire)					
Sur mesure	Rampes ALPHA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial		
Sur mesure	Rampes BETA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial		
Sur mesure	Rampes GAMMA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial		

TOTAL :					
----------------	--	--	--	--	--

Commentaires :

Comment choisir mon tricycle?

Le choix de la taille d'un tricycle est déterminé par la longueur totale intérieure de la jambe (A) - (distance totale, jambe tendue, du pis de l'aine jusqu'au talon). Il faut ensuite comparer ce chiffre aux mesures sel-selle et selle-pédale ci-dessous.



2202	2215	2217	2219
distance sel-selle 50 à 64 cm	61 à 76 cm	72 à 86 cm	81 à 90 cm
distance selle-pédale 39 à 52 cm	48 à 65 cm	59 à 78 cm	64 à 88 cm

à partir de 3 ans

Modèles : AQUA - SAFARI

à partir de 6 ans

Modèles : HAPPY - SPORTY

à partir de 14 ans

Modèles : FREEDOM E-Wayle

adultes

Modèles : LAGOON - VINTAGE E-Wayle



Outil d'aide pour trouver le tricycle à sa taille

Il vous intéresse? Contactez votre service commercial

Quelle est la différence entre un pignon fixe et un pignon libre ?

Un pignon fixe est un tricycle dont le pignon de la roue arrière, ordinairement monté en roue libre, est monté sans roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière est solidaire au pignon. Quand vous pédalez en avant ou en arrière, votre roue tourne dans le sens de pédalage.

Un pignon libre est un tricycle dont le pignon de la roue arrière est monté en roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière n'est pas solidaire au pignon. Il permet donc au cycliste de ne pas avoir à pédaler tout le temps sans pour autant que les mouvements du pignon ne s'arrêtent.

Pignon fixe



Vous pouvez pédaler en avant **et** en arrière.

Pignon libre



Vous pouvez pédaler en avant **uniquement**.