

708 Delight



Le fauteuil le plus étroit du marché.
Pratique et confortable, fauteuil standard à dossier fixe.
Poids fauteuil : de 18 à 19kg, poids maxi utilisateur : 120kg.
Revêtement skaï rembourré confortable ou nylon noir. Roues arrière 24" alu krypton et équipé d'origine d'axes à démontage rapide.
Repose-pieds escamotables et rabattables B06.
Accoudoirs design B03 escamotables, équipés de manchettes longues confortables.



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax : 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

***Prescription Médicale :**

VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, VERMEIREN code LPP : 9122012*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

= Exécution standard = Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
----------------	-----------------	-----	----------

Fauteuil 708D en exécution standard sans option	<input checked="" type="checkbox"/>	529,85 €	558,99 €	558,99 €	9122012*
---	-------------------------------------	----------	----------	----------	----------

ASSISE

Largeur d'assise

32 cm (prof 37 cm et uniquement en fabrication spéciale usine, modèle 708)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
37 cm (prof 37 cm et uniquement en fabrication spéciale usine, modèle 708)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
39 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

Profondeur d'assise

43 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
-------	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---

Hauteur de siège

51 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
-------	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---

Hauteur de dossier

43 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
-------	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---

COULEURS (pour autres coloris : supplément de prix, merci de vous rapprocher du service commercial)

C295	Cadre gris clair, revêtement nylon noir	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
------	---	--------------------------	-----------------------	---	---	---

ACCOUDOIRS (la paire)

B03	Accoudoirs crantés standards amovibles et rabattables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
B02	Accoudoirs longs amovible et rabattables	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
B05	Accoudoirs crantés et réglables en hauteur, amovibles et rabattables	<input type="checkbox"/>	106,26 €	112,10 €	-	-
B66O	Manchette gouttière orientable					
	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314
	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314






REPOSE-PIEDS (la paire)

B06	Repose-pieds amovible standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
BA6	Repose-pieds amovibles, raccourcis de 7cm (standard sur taille 32 et 37 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
BK6	Repose-pieds palette monobloc	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
BL6	Repose-pieds d'une pièce, modèle raccourci	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
B18	Repose-talons (la paire)	<input type="checkbox"/>	24,20 €	25,53 €	-	-
B19	Sangle cale-pieds (la paire)	<input type="checkbox"/>	18,37 €	19,38 €	-	-
B21	Sangle appui mollets extra large (non compatible avec BA6)	<input type="checkbox"/>	43,29 €	45,67 €	-	-
B57	Sangle arrête jambes (d'origine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-



Dernière modification le 06/10/2021

Une surcharge liée au coût de transport est appliquée sur chaque produit, contactez votre revendeur habituel.

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPPR	
REPOSE-JAMBE DROIT (Coloris Noir)							
B07	Repose-jambe réglable et amovible (non compatible T32 et T37)	<input type="checkbox"/>	73,82 €	77,88 €	77,88 €	9322343	 BZ8ART
B08	Repose-jambe modèle réglable et amovible raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	73,82 €	77,88 €	77,88 €	9322343	
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337	
BL7	Repose jambe pour amputé droit (<i>repose moignon</i>)	<input type="checkbox"/>	116,03 €	122,41 €	-	-	
REPOSE-JAMBE GAUCHE (Coloris Noir)							
B07	Repose-jambe réglable et amovible (non compatible T32 et T37)	<input type="checkbox"/>	73,82 €	77,88 €	77,88 €	9322343	
B08	Repose-jambe modèle réglable et amovible raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	73,82 €	77,88 €	77,88 €	9322343	
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337	
BK7	Repose jambe pour amputé gauche (<i>repose moignon</i>)	<input type="checkbox"/>	116,03 €	122,41 €	-	-	
REPOSE-JAMBE MONOBLOC							
B09	Repose-jambes réglable d'une pièce	<input type="checkbox"/>	236,63 €	249,64 €	-	-	
BZ9	Repose-jambes articulé réglable d'une pièce	<input type="checkbox"/>	306,54 €	323,40 €	-	-	
B10	Repose-jambes réglable d'une pièce	<input type="checkbox"/>	285,92 €	301,65 €	-	-	
BZ10	Repose-jambes articulé réglable d'une pièce, avec retours latéraux de 7cm	<input type="checkbox"/>	330,46 €	348,64 €	-	-	
CHOIX DES ROUES (configuration d'origine = fauteuil sans changement)							
A12	Avant 200x35 Gonflable / Arrière 24" Alu Gonflable	<input type="checkbox"/>	27,59 €	29,11 €	-	-	Forfait annuel pour les roues - Réparations communes aux Fauteuils Roullants LPPR 4307824 =>74,82€
AP1	Avant 8" (200x35) bandage Krypton / Arrière 24" alu gonflable	<input type="checkbox"/>	0	-	-	-	
AP3	Avant 200x50 bandage Krypton / Arrière 24" alu gonflable	<input type="checkbox"/>	0	-	-	-	
AP5	Avant 200x35 bandage / Arrière 24" Alu bandage Krypton (<i>standard</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	-	-	-	
AP6	Avant 200x50 bandage Krypton / Arrière 24" alu bandage Krypton	<input type="checkbox"/>	0	-	-	-	
A14	Avant 200x50 Gonflable / Arrière 24" Alu Gonflable	<input type="checkbox"/>	55,96 €	59,04 €	-	-	
B85	Protecteur de rayons pour roues (la paire)	<input type="checkbox"/>	142,38 €	150,21 €	-	-	
B33	Mains courantes en Gel 24" (2991359)						 B33
	Gauche	<input type="checkbox"/>	55,44 €	58,49 €	-	-	
	Droite	<input type="checkbox"/>	55,44 €	58,49 €	-	-	
KITS MONTÉS (exécution non-standard avec option montée)							
AMP	Kit Amputé (déport des roues arrières)	<input type="checkbox"/>	0	-	-	-	 B74
S AP1	Kit surbaissé Krypton Avt et Gonfl Arr : hauteur de siège 42 cm	<input type="checkbox"/>	0	-	-	-	
S AP5	Kit surbaissé Krypton Avt et Arr : hauteur de siège 42 cm	<input type="checkbox"/>	0	-	-	-	
HEM2 24"	Kit hémiplegique double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide, réversible (<i>d'origine à droite</i>) - Roues 24"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
HEM2 22"	Kit hémiplegique double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide, réversible (<i>d'origine à droite</i>) - Roues 22"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
B74	Freins à tambours (<i>sur commande et non compatible avec le kit surbaissé et le kit HEM2</i>)	<input type="checkbox"/>	95,91 €	101,19 €	-	-	





Dernière modification le 06/10/2021



Une surcharge liée au coût de transport est appliquée sur chaque produit, contactez votre revendeur habituel.


		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
KITS A MONTER (accessoires - livrés séparément)						
S AP1	Kit surbaissé Krypton Avt et Gonfl Arr : hauteur de siège 42 cm	<input type="checkbox"/>	177,87 €	187,65 €	-	-
S AP5	Kit surbaissé Krypton Avt et Arr : hauteur de siège 42 cm	<input type="checkbox"/>	177,87 €	187,65 €	-	-
HEM2 24"	Kit hémiplegique à double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide (<i>d'origine à droite</i>) - Roues 24"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389
HEM2 22"	Kit hémiplegique à double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide (<i>d'origine à droite</i>) - Roues 22"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389
T30 gonflable	Kit Poussette avec roues arrières gonflables 12"1/2x 2 1/4	<input type="checkbox"/>	167,48 €	176,69 €	-	-
T30 krypton	Kit Poussette avec roues arrières krypton 12"1/2x 2 1/4	<input type="checkbox"/>	167,48 €	176,69 €	-	-
APPUI -TÊTE						
B14	Toile et montant de dossier complémentaire	<input type="checkbox"/>	59,32 €	62,58 €	62,58 €	9322395
B47	Appui-tête réglable standard, pour fauteuil équipé d'un dossier toile (<i>obligatoirement avec B90</i>)	<input type="checkbox"/>	134,20 €	141,58 €	63,41 €	9322290
L55	Appui-tête skaï réglable pour fauteuil équipé d'un dossier anatomique	<input type="checkbox"/>	162,18 €	171,10 €	63,41 €	9322290
L55 soft	Appui-tête réglable soft pour fauteuil équipé d'un dossier L14 soft	<input type="checkbox"/>	252,92 €	266,83 €	63,41 €	9322290
L58	Appui-tête skaï rotatif pour fauteuil équipé d'un dossier anatomique	<input type="checkbox"/>	297,00 €	313,34 €	63,41 €	9322290
L58 soft	Appui-tête rotatif soft pour fauteuil équipé d'un dossier L14 soft	<input type="checkbox"/>	297,00 €	313,34 €	63,41 €	9322290
ACCESSOIRES						
V DRIVE Std Ref 1905383	Nouveau système d'assistance motorisée sur fauteuil (130kg)	<input type="checkbox"/>	980,00 €	1 033,90 €	-	-
Ref 1914591	Kit de fixation V-Drive (obligatoire avec l'option V-Drive)		-	-	-	-
B112	Tablette hémiplegique (à monter uniquement sur accoudoir long B02)	<input type="checkbox"/>	97,57 €	102,94 €	-	-
B12	Tablette découpée	<input type="checkbox"/>	91,40 €	96,43 €	76,84 €	9322350
B17	Siège garde-robe standard	<input type="checkbox"/>	131,13 €	138,34 €	103,49 €	932208
B20	Ceinture de sécurité par clip	<input type="checkbox"/>	29,21 €	30,82 €	-	-
B58	Ceinture de sécurité à fermeture rapide (<i>ref 1990516</i>)	<input type="checkbox"/>	70,60 €	74,48 €	-	-
B22	Selle d'abduction pour fauteuil équipé de siège L15	<input type="checkbox"/>	60,92 €	64,27 €	-	-
B22	Selle d'abduction pour fauteuil équipé de toile	<input type="checkbox"/>	60,92 €	64,27 €	-	-
B31	Porte canne (<i>porte béquille</i>)	<input type="checkbox"/>	24,20 €	25,53 €	-	-
B40	Prolongateur de freins (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	20,87 €	22,02 €	-	-
B41	Pompe à air	<input type="checkbox"/>	6,78 €	7,15 €	-	-
B52	Porte sérum	<input type="checkbox"/>	35,07 €	37,00 €	-	-
B78	Roulette anti-bascule avec basculeur (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	55,08 €	58,11 €	-	-

Dernière modification le 06/10/2021

Une surcharge liée au coût de transport est appliquée sur chaque produit, contactez votre revendeur habituel.

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
B83	Porte obus* (<i>diamètre en mm à préciser SVP</i>)						 B83
	Ø 115	<input type="checkbox"/>	110,04 €	116,09 €	-	-	
	Ø 130	<input type="checkbox"/>	110,04 €	116,09 €	-	-	
	Ø 145	<input type="checkbox"/>	110,04 €	116,09 €	-	-	
	Ø 155	<input type="checkbox"/>	110,04 €	116,09 €	-	-	
B90	Barre de poussée	<input type="checkbox"/>	57,75 €	60,93 €	-	-	 B90
B91	Latte anti-vol (<i>impossible sur tailles 32 et 37</i>)	<input type="checkbox"/>	46,38 €	48,93 €	-	-	 B91
B101	Système à jeton + pièce (<i>impossible sur tailles 32 et 37, impératif avec l'option barre de poussée B90</i>)	<input type="checkbox"/>	181,67 €	191,66 €	-	-	 B101

DOSSIER								
L14	Dossier anatomique en skaï	<input type="checkbox"/>	115,25 €	121,59 €	34,90 €	9322366	 L14 L14	
L14 Soft	Dossier anatomique soft	<input type="checkbox"/>	226,39 €	238,84 €	34,90 €	9322366		
L24	Dossier moulé en largeur skai*	<input type="checkbox"/>	154,98 €	163,50 €	34,90 €	9322366		
B79	Dossier porte-document (sur commande)	<input type="checkbox"/>	55,84 €	58,91 €	-	-		
L04	Pelotes de dos ou cales tronc (<i>la pièce</i>) (15x23 cm)						 L04	
		à droite	<input type="checkbox"/>	84,71 €	89,37 €	-		-
		à gauche	<input type="checkbox"/>	84,71 €	89,37 €	-		-
L04S	Pelotes de dos ou cales tronc - Petite Taille (<i>la pièce</i>) (11x21,5 cm)							
		à droite	<input type="checkbox"/>	84,71 €	89,37 €	-	-	
		à gauche	<input type="checkbox"/>	84,71 €	89,37 €	-	-	









ASSISE							
L15	Siège anatomique en skaï (<i>recommandé pour taille 55</i>)	<input type="checkbox"/>	115,25 €	121,59 €	34,90 €	9322366	 L15 L15
L15 Soft	Siège anatomique soft	<input type="checkbox"/>	167,70 €	176,92 €	34,90 €	9322366	
L25	Siège moulé en skaï *	<input type="checkbox"/>	174,85 €	184,47 €	34,90 €	9322366	
L02	Siège anatomique avec système d'élévation à l'avant (<i>à partir de taille 39</i>)	<input type="checkbox"/>	252,32 €	266,20 €	34,90 €	9322366	
B73	Siège spécial pour arthrodèse	<input type="checkbox"/>	219,35 €	231,41 €	34,90 €	9322366	

COUSSINS							
B23	Coussin 4 cm	<input type="checkbox"/>	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	
B24	Coussin 6 cm	<input type="checkbox"/>	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	
B25	Coussin 8 cm	<input type="checkbox"/>	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	
B26	Coussin incliné de 2 à 6 cm	<input type="checkbox"/>	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	
B27	Coussin incliné de 4 à 8 cm	<input type="checkbox"/>	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	
B37	Coussin 6 cm, épaisseur avec ouverture ovale	<input type="checkbox"/>	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	

* impossible sur les fauteuils Taille 32 et 37 cm

Dernière modification le 06/10/2021

Une surcharge liée au coût de transport est appliquée sur chaque produit, contactez votre revendeur habituel.

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
COUSSINS GEL "Les Indispensables"							
V12	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x160 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	61,60 €	64,99 €	-	-	
V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	82,50 €	79,13 €	-	-	
V16	Protège talon gel 120x140 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	61,60 €	64,99 €	-	-	
V18	Poignées gel pour béquille ou déambulateur avec velcro 120x130 mm	<input type="checkbox"/>	36,85 €	38,88 €	-	-	
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	50,60 €	53,38 €	-	-	
V22	Protection gel pour gouttière 110x340 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	92,40 €	97,48 €	-	-	
V24	Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	130,90 €	138,10 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm <i>(2 pièces)</i>	<input type="checkbox"/>	128,70 €	135,78 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	128,70 €	135,78 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	46,20 €	48,74 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	60,50 €	63,83 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	72,60 €	76,59 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm <i>(l'unité)</i>	<input type="checkbox"/>	33,00 €	34,82 €	-	-	
V38	Manchette accoudoir gel 90x310 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	102,58 €	108,22 €	-	-	
V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm <i>(la paire)</i>	<input type="checkbox"/>	82,50 €	87,04 €	-	-	

TOTAL :			
----------------	--	--	--

Commentaire :