

INOVYS II-E Evo



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Courmon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax : 04.73.77.95.94



Inclinaison Électrique Fauteuil de confort à dossier inclinable proclive/déclive, pliant et facilement démontable pour le transport, équipé d'une assise planche + coussin et d'un dossier soft post-formés pour un meilleur confort et un maintien optimum. L'assise est réglable en profondeur. Le dossier est réglable en hauteur, en profondeur et le degré d'inclinaison est ajustable. L'Inovys II est équipé de roues arrière 24" Krypton à démontage rapide, de roues avant 200x35 d'accoudoirs réglables en hauteur, de repose-jambes réglables en hauteur, d'un appui tête réglable en hauteur, et en profondeur.

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

Fauteuil roulant à propulsion manuelle, pliant à dossier inclinable.



Vermeiren INOVYS * Code LPP : 9110240* + 1 coussin de siège Code LPP : 9322366* ou 1 coussin anti escarres code LPP 1231233/1262713* + 1 coussin de dossier Code LPP : 9322366* + 1 appui tête Code LPP : 9322290* + 2 repose-jambes articulés Code LPP : 9322337*

4263950** : VHP, poussette ou fauteuil, >ou= 16 ans, dossier ou dossier et siège inclinables

* Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

= Exécution standard








= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	code LPP	
Fauteuil Inovys II-E Evo inclinaison électrique . En exécution standard sans options équipé planche + coussin	<input type="checkbox"/>	-	-	948,38 €	*	 exécution standard
Fauteuil Inovys II-E Evo inclinaison électrique , configurable équipé planche + coussin	<input type="checkbox"/>	base de calcul tarifaire : 898,94€	-	948,38 €	*	
Fauteuil Inovys II-E Evo inclinaison électrique configurable équipé planche + coussin avec Kit Poussette T30 monté (kit monté à la place des roues arrière 24") bandages noirs	<input type="checkbox"/>	base de calcul tarifaire : 898,94€ + supplément kit monté : 47,83€	-	403,50 €	9277559**	 Kit T30
Pack Maxi Confort pour Fauteuil Inovys II-E Evo : • Manchettes gouttières B66O • Appui-tête L58C	<input type="checkbox"/>	369,25 €	389,56 €	238,78 €	2x 9322314	


ASSISE						
Type d'assise						
	Planche d'assise + coussin soft post formé séparé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Largeur d'assise						
	40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Profondeur d'assise réglable						
	46-52 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Hauteur de siège (sans coussin) réglable						
	42-48 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-





DOSSIER						
Type de dossier						
L34AD	Dossier standard avec coussin - hauteur 55cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
TUB+L44	Dossier réglable en tension (5 sangles) avec coussin nylon gris • 1919498 SET L44 INOVYS EVO DOSSIER+TUB40 C13 • 1919499 SET L44 INOVYS EVO DOSSIER+TUB45 C13 • 1919500 SET L44 INOVYS EVO DOSSIER+TUB50 C13	<input type="checkbox"/>	89,00 €	93,90 €	-	-

COULEUR						
C89	Cadre Cuivre , revêtement PU Soft Touch Noir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
ACCOUDOIRS							
B05	Accoudoirs crantés et réglables en hauteur (la paire)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 SER
SER	Accoudoirs confort enveloppants obligatoirement avec fixation latérale de télécommande ref 1914319	<input type="checkbox"/>	204,95 €	216,22 €	-	-	
B66O	Manchette gouttière orientable (incompatible avec l'option 04 pelote de dos et les tablettes)						 B66O
	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314	
	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314	
Manchettes gouttières hémiplegiques modulables voir page 4.							
REPOSE-JAMBES (la paire)							
BZ8INC ART	Repose-jambes CONFORT articulé auto- corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm et coussins appui- mollets confort en PU Soft Touch	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	 BZ8INC ART
BK7	Repose jambe pour amputé gauche (repose moignon) en plus des repose jambes	<input type="checkbox"/>	132,83 €	140,14 €	-	-	
BL7	Repose jambe pour amputé droit (repose moignon) en plus des repose jambes	<input type="checkbox"/>	132,83 €	140,14 €	-	-	 BK7/BL7
REPOSE-JAMBES MONOBLOC (possible en C13 noir uniquement)							
BZ10	Repose-jambes articulé réglable d'une pièce, avec des retours latéraux de 7cm	<input type="checkbox"/>	378,31 €	399,12 €	-	-	 BZ10
REPOSE-PIEDS (la paire)							
B06	Repose-pieds amovibles standard	<input type="checkbox"/>	141,00 €	148,76 €	-	-	 B06
BK6IN	Repose-pieds monobloc	<input type="checkbox"/>	174,90 €	184,52 €	-	-	
COUSSIN ANTI ESCARRE							
1919523	Coussin anti escarre pour la taille 40	<input type="checkbox"/>	65,41€*	69,00€*	69,00 €	1231233	
1919524	Coussin anti escarre pour la taille 45	<input type="checkbox"/>	76,78€*	81,00€*	81,00€*	1262713	
1919525	Coussin anti escarre pour la taille 50	<input type="checkbox"/>	76,78€*	81,00€*	81,00 €	1262713	
*prix pour un coussin livré avec le fauteuil, TVA 5,5% • Le tarif et la TVA sont différents si le coussin est commandé séparément							
CHOIX DES ROUES							
AB5	Avant 200x35 Krypton / Arrière 24" Alu Krypton (version standard)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 B33
AB6	Avant 200x50 Krypton / Arrière 24" Alu Krypton	<input type="checkbox"/>	61,37 €	64,75 €	-	-	
B33	Mains courantes en Gel 24" (2991359)						
	Gauche	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-	-	
	Droite	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-	-	
B85	Protecteur de rayons pour roues rayons (la paire)	<input type="checkbox"/>	163,00 €	171,97 €	-	-	

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
KITS MONTÉS (exécution non-standard avec option montée)							
S AP1	Kit surbaissé gonflable à l'arrière 6" avant et 22" arrière - gris foncé	<input type="checkbox"/>	71,40 €	75,33 €	-	-	 B74
S AP5	Kit surbaissé bandage 6" avant et 22" arrière - gris foncé	<input type="checkbox"/>	71,40 €	75,33 €	-	-	
B74	Freins à tambours (<i>sur commande et non compatible avec le kit surbaissé</i>)	<input type="checkbox"/>	109,79 €	115,83 €	-	-	
KITS A MONTER (accessoires - livrés séparément)							
S AP1	Kit surbaissé gonflable à l'arrière 6" avant et 22" arrière - gris foncé	<input type="checkbox"/>	203,63 €	214,83 €	-	-	 Kit T30
S AP5	Kit surbaissé bandage 6" avant et 22" arrière - gris foncé	<input type="checkbox"/>	203,63 €	214,83 €	-	-	
T30	Kit Poussette avec roues arrières krypton 16" gris foncé	<input type="checkbox"/>	191,73 €	202,28 €	-	-	
APPUI -TÊTE							
L58	Appui-tête réglable SOFT	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 L58 L58C
L58C	Appui-tête soft réglable en profondeur, en translation et en rotation	<input type="checkbox"/>	142,91 €	150,77 €	-	-	
ACCESSOIRES							
B12	Tablette noire découpée rabattable latéralement avec fixation latérale pour télécommande incluse PAS COMPATIBLE AVEC B66						 B12
	Pour taille 40 (ref 1915640)	<input type="checkbox"/>	108,12 €	114,07 €	76,84 €	9322350	
	Pour tailles 45 et 50 (ref 1915641)	<input type="checkbox"/>	108,12 €	114,07 €	76,84 €	9322350	
B12A	Tablette blanche découpée amovible à poser, système de verrouillage latéral avec fixation latérale pour télécommande incluse PAS COMPATIBLE AVEC B66						 B12A
	Pour taille 40 (ref 1915648)	<input type="checkbox"/>	108,12 €	114,07 €	76,84 €	9322350	
	Pour taille 45 (ref 1915649)	<input type="checkbox"/>	108,12 €	114,07 €	76,84 €	9322350	
	Pour taille 50 (ref 1915650)	<input type="checkbox"/>	108,12 €	114,07 €	76,84 €	9322350	
B15	Tablette découpée en plexiglas avec fixation latérale pour télécommande incluse PAS COMPATIBLE AVEC B66						 B15
	Pour taille 40 et 45 (ref 1915651)	<input type="checkbox"/>	134,62 €	127,60 €	76,84 €	9322350	
	Pour taille 50 (ref 1915653)	<input type="checkbox"/>	134,62 €	142,02 €	76,84 €	9322350	
B20	Ceinture de sécurité à fermeture rapide (largeur 3 cm)	<input type="checkbox"/>	33,44 €	35,28 €	-	-	 B20
B58	Ceinture de sécurité à fermeture rapide (largeur 5 cm)	<input type="checkbox"/>	80,83 €	85,28 €	-	-	
B22M	Selle d'abduction	<input type="checkbox"/>	69,74 €	73,58 €	-	-	 B22
B32	Toile de protection	<input type="checkbox"/>	129,98 €	137,13 €	-	-	
B40	Prolongateur de freins (<i>la paire</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 B42
B42	Filet de transport	<input type="checkbox"/>	15,87 €	16,74 €	-	-	
B52	Porte sérum <i>(ref 1912806 si commandé avec L04 ou L04S)</i>	<input type="checkbox"/>	40,27 €	42,48 €	-	-	 B78
B78	Roulettes anti-basculer (<i>la paire - ref 1902191</i>)	<input type="checkbox"/>	78,03 €	82,32 €	-	-	

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
ACCESSOIRES DE DOSSIER							
L04	Pelotes de dos ou cales tronc (<i>la pièce</i>) (15x23cm) incompatible avec les manchettes B66 et B66O					 <p>L04 / L04S</p>	
	à droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-		-
	à gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-		-
L04S	Pelotes de dos ou cales tronc - petite taille (<i>la pièce</i>) (11x21,5cm) incompatible avec les manchettes B66 et B66O						
	à droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	
	à gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	

MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES							
<i>(Attention LPP déjà incluse dans le Pack Confort)</i>							
		Gauche	Droite				
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	119,39 €	9322314	 <p>B66M/ B66OM</p>
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	119,39 €	9322314	
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	119,39 €	9322314	 <p>B66ML/ B66OML</p>
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	119,39 €	9322314	
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	119,39 €	9322314	 <p>B66MA/ B66OMA</p>
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	119,39 €	9322314	
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	119,39 €	9322314	 <p>B66MAL/ B66OMAL</p>
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	119,39 €	9322314	

COUSSINS GEL "Les Indispensables"							
V12	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x160 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-	 <p>V12 V16</p>
V16	Protège talon gel 120x140 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-	
V18	Poignée gel pour béquille ou déambulateur avec velcro 120x130 mm	<input type="checkbox"/>	41,80 €	44,10 €	-	-	 <p>V18 V20</p>
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	57,39 €	60,55 €	-	-	
V22	Protection gel pour gouttière 110x340 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	104,80 €	110,56 €	-	-	 <p>V22 V24</p>
V24	Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	148,46 €	156,63 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (2 pièces)	<input type="checkbox"/>	147,97 €	156,11 €	-	-	 <p>V26 V28</p>
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	145,97 €	154,00 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	79,60 €	83,98 €	-	-	 <p>V30 V32</p>
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	68,62 €	72,39 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm (<i>l'unité</i>)	<input type="checkbox"/>	37,43 €	39,49 €	-	-	 <p>V36 SET V40</p>
SET V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	

TOTAL :						
----------------	--	--	--	--	--	--

Commentaire :