

# FAUTEUILS RELEVEURS



Agence de Phalempin : Agence de Cournon :  
Tel : 03.28.55.07.98 Tel : 04.73.60.82.40  
Fax : 03.20.90.28.89 Fax : 04.73.77.95.94



Notre gamme de fauteuils releveurs, disponible en version 1 ou 2 moteurs, modèle standard ou "dos au mur", vous offrira un confort optimal pour vous relaxer mais vous permettra également de vous aider à passer de la position assise à la position debout sans le moindre effort.

Date et cachet de la société :

## ONTARIO 1 - version 1 moteur

Fauteuil releveur simple d'utilisation. L'inclinaison du dossier et des repose-jambes se fait en même temps. Poids fauteuil : 57kg. Poids supporté : 150Kg.

### Revêtement Tissu

Brun foncé	<input type="checkbox"/>	*	-	-	
Bordeaux	<input type="checkbox"/>	*	-	-	
Bleu	<input type="checkbox"/>	*	-	-	
Beige	<input type="checkbox"/>	*	-	-	

### Revêtement Cuir Artificiel

Noir	<input type="checkbox"/>	*	-	-	
Taupe	<input type="checkbox"/>	*	-	-	
Marron	<input type="checkbox"/>	*	-	-	

## ONTARIO 2 - version 2 moteurs

Fauteuil releveur simple d'utilisation. L'inclinaison du dossier et des repose-jambes se fait indépendamment. Poids fauteuil : 57kg. Poids supporté : 150Kg.

### Revêtement Tissu

Brun	<input type="checkbox"/>	*	-	-	
Beige	<input type="checkbox"/>	*	-	-	

### Revêtement Cuir Artificiel

Taupe	<input type="checkbox"/>	*	-	-	
Noir	<input type="checkbox"/>	*	-	-	
Marron	<input type="checkbox"/>	*	-	-	

## MONTREAL

Fauteuil releveur "dos au mur" : translation permettant de positionner le fauteuil à 10 cm du mur.

Degré d'inclinaison : 60°. Poids fauteuil : 58kg. Poids total autorisé : 150Kg.

### Revêtement Tissu

Beige	<input type="checkbox"/>	*	-	-	
-------	--------------------------	---	---	---	--

### Revêtement Cuir Artificiel

Noir	<input type="checkbox"/>	*	-	-	
Taupe	<input type="checkbox"/>	*	-	-	

## OPTIONS

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
<b>Housse d'accoudoirs pour Ontario 1 et 2 (la paire)</b>					
<input type="checkbox"/>	Cuir artificiel Noir - Ref 1909206	29,59 €	31,22 €	-	-
<input type="checkbox"/>	Cuir artificiel Taupe - Ref 1909208	29,59 €	31,22 €	-	-
<input type="checkbox"/>	Cuir artificiel Brun - Ref 1909207	29,59 €	31,22 €	-	-
<input type="checkbox"/>	Table 378 (tous modèles) - Ref 8002467	121,90 €	127,20 €	-	-

## Commentaire :

Dernière modification le 06/10/2021

Une surcharge liée au cout de transport est appliquée sur chaque produit, contactez votre revendeur habituel.