

FOREST 3 Advance Evolution



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94



Design attractif.
Très performant sà l'intérieur et à l'extérieur.
Entièrement configurable et personnalisable pour les besoins et les préférences de son utilisateur.
Système de palonnier articulé pour franchir en toute stabilité.
Poids du fauteuil : 139 Kg

FLASHEZ OU CLIQUEZ SUR CE CODE POUR LE DÉCOUVRIR EN VIDÉO :



Date et cachet de la société :

PRESCRIPTION MÉDICALE :

AA2 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, VERMEIREN
Vermeiren FOREST code LPP : 9122259*

VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE, VERMEIREN
Vermeiren Commande Tierce-Personne SE09 code LPP : 9368300*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

VERSION AA2 bis :

- **Commande tierce-personne SE09 incluse**
- Inclinaison électrique de l'assise **incluse**
- Inclinaison électrique du dossier **incluse**
- Repose-jambes électriques BZE **inclus**
- Appui-tête L58 **inclus**
- Commande LiNX **incluse**
- Pantographe escamotable **inclus**
- Garde-boues **inclus**
- Accroche-taxis **inclus**
- Ceinture de sécurité **incluse**
- Barre de poussée **incluse**

(hors dossier tubulaire et top case)

TARIFS :

Prix Public HT : **4409,73€**

Prix Public TTC : **4652,27€**

LPP (code 9122259+9368300*) :

4652,27€

JE CHOISIS CETTE VERSION :



Je choisis ma motorisation :

(1 choix obligatoire)



6 km/h • moteur 2x220W
+ Kit éclairage **inclus**



10 km/h
moteur 2x350W

OPTION XD :

(facultative)



Power Module 120A (facilite le franchissement d'obstacles)

Prix Public HT : **610,87€**

Prix Public TTC : **644,47€**

Prix public HT | Prix public TTC | LPPR | Code LPP

TAILLE ET RÉGLAGES D'ASSISE

Largeur d'assise

40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

Version bariatrique : largeurs 50, 55, 60, 65, 70 cm voir bon de commande du Forest 3+

Profondeur d'assise réglable

Pré-réglage à : 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Pré-réglage à : 52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

Hauteur de siège (mesure prise sans coussin)	Standard	Avec Option bascule d'assise à 50° (SE43)	Avec Option Lift (SE42)	
41,5 cm (<i>roues avant 230 recommandées</i>)	<input type="checkbox"/>			
43,5 cm		<input type="checkbox"/>		
46,5 cm	<input type="checkbox"/>			
48 cm			<input type="checkbox"/>	

MANCHETTES D'ACCOUDOIRS (<i>options montées sur le fauteuil</i>)							
	Manchettes PU	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 PU
	Manchettes PU Soft Touch	<input type="checkbox"/>	65,46 €	69,06 €	-	-	 PU Soft Touch
	Manchettes Cuir Artificiel	<input type="checkbox"/>	80,00 €	84,40 €	-	-	 Cuir
B66O	Manchette gouttière orientable (la pièce), non compatible avec tablette B15, SE74 rétroviseur, SE16 protège vêtements						 B66O
1911033	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-	
1911032	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-	

MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES (<i>options montées sur le fauteuil</i>)								
		Gauche		Droite				
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	 B66M/
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	 B66ML/ B66OML
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	 B66MA/ B66OMA
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	 B66MAL/ B66OMAL
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47.7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
REPOSE-PIEDS - accessoires livrés séparément							
B06	Repose-pieds amovibles (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00 €	148,76 €	-	-	 B06 BA6 BK6
BA6	Repose-pieds amovibles raccourcis de 7cm (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00 €	148,76 €	-	-	
BK6	Repose-pieds palette monobloc en supplément des repose-jambes standard	<input type="checkbox"/>	174,90 €	184,53 €	-	-	
REPOSE-JAMBES accessoires livrés séparément							
CÔTÉ DROIT							
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-	 BZ7ART
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-	
BL7	Repose-moignon droit	<input type="checkbox"/>	132,83 €	140,14 €	-	-	 BZ8ART
CÔTÉ GAUCHE							
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-	 BK7/BL7
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	-	-	
BK7	Repose-moignon gauche	<input type="checkbox"/>	132,83 €	140,14 €	-	-	
REPOSE-JAMBES MONOBLOC							
BZ10	Repose-jambes monobloc fixe avec retours latéraux	<input type="checkbox"/>	378,31 €	399,12 €	-	-	
DOSSIER							
L34	Dossier standard avec coussin pré-formé	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 L34 Tub+L34
Tub+L34	Dossier tubulaire avec coussin pré-formé ajustable par fixations en alu	<input type="checkbox"/>	65,46 €	69,06 €	-	-	
L44	Dossier tubulaire en nylon noir avec sangles ajustables (en Nylon obligatoirement)	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 L44
ASSISE							
L35	Coussin d'assise vissé sur le fauteuil	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 L35
L16+L35	Coussin d'assise amovible avec velcro + planche	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 L16+L35
INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER							
SE39	Inclinaison électrique de l'assise et du dossier	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 SE43+SE41
SE43+SE41	Bascule d'assise électrique à 50° à translation <i>uniquement avec hauteur d'assise 43,5cm</i>	<input type="checkbox"/>	1 439,93 €	1 519,13 €	-	-	
SE42+SE39	LIFT de 30 cm (hauteur d'assise mini 47 cm) avec bascule d'assise électrique 45° et dossier électrique (3 vérins - incompatible avec dossier L34 sans tube)	<input type="checkbox"/>	2 869,02 €	3 026,82 €	-	-	 SE42+SE39

REVÊTEMENT D'ASSISE ET DE DOSSIER

	PU Soft Touch Noir	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
	Nid d'Abeille Noir	<input type="checkbox"/>	407,25 €	429,65 €	-	-	
	Cuir Artificiel Noir	<input type="checkbox"/>	581,79 €	613,79 €	-	-	

COLORIS

		mat		brillant					
C4	Rouge vif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
C5	Noir Mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	C4 rouge	C5 noir
C8	Jaune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
C29	Argent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	C8 jaune	C29 argent
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
C55	Gris Fer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	C53 orange	C55 gris fer
C56	Bleu Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
C59	Champagne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	C56 bleu gris	C59 champagne
C71	Bleu Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
C72	Rouge Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	C71 bleu métallique	C72 rouge métallique
C73	Vert Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	C73 vert métallique	C76 blanc
C78	Bleu Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	C78 bleu clair	C79 bleu pacifique
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	C85 vert électrique	C87 orange clair
C88	Or	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-		
C89	Cuivre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €	-	-	C88 or	C89 cuivre

Couleurs additionnelles : contactez votre commercial

CHOIX DE LA COMMANDE - options montées sur le fauteuil



LiNX	Commande LiNX	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
	à droite	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 SE53
	à gauche	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE53	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 SE53A
SE53A	Commande désaxée par rapport à l'accoudoir	<input type="checkbox"/>	101,82 €	107,42 €	-	-	
SE53Z	Pantographe escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur avec abaissement pour accès aux tables	<input type="checkbox"/>	101,82 €	107,42 €	-	-	 SE53Z

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
AUTRES COMMANDES POSSIBLES- options montées sur le fauteuil							
LCD	Commande LiNX LCD	<input type="checkbox"/>	1 003,59 €	1 058,79 €	-	-	
SE68	Interrupteur à bascule programmable pour LiNX LCD (obligatoirement avec LiNX)	<input type="checkbox"/>	340,00 €	358,70 €	-	-	
SE04	Commande au menton (LiNX LCD incluse)	<input type="checkbox"/>	1 163,58 €	1 227,58 €	714,26 €	9368300	
SE08	Commande à l'arrière	<input type="checkbox"/>	33,85 €	35,71 €	35,71 €	9322410	
SE09	Double commande tierce personne	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE55	Commande renforcée	<input type="checkbox"/>	1 274,39 €	1 344,48 €	-	-	
SE64 - swivel	Commande séparée pour vérins - fixée avec la commande (<i>incompatible avec SE53 A et</i>	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-	
SE64 - fixed	Commande séparée pour vérins - fixée sur l'accoudoir opposé à la commande	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-	
SE79	Commande bouton (inter. Penta)	<input type="checkbox"/>	1 718,09 €	1 812,58 €	-	-	
SE83	Mini-Joystick	<input type="checkbox"/>	3 823,17 €	4 033,44 €	-	-	

CONTACTEURS BOUTON (à commander obligatoirement avec commande LiNX LCD) - accessoires livrés séparément							
1997690	Contacteur bouton bleu 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997691	Contacteur bouton vert 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997380	Contacteur bouton bleu 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997381	Contacteur bouton vert 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	
1997383	Contacteur bouton rouge (On/Off)	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-	

ADAPTATIONS JOYSTICK - accessoires livrés séparément								
1009950*	1 : Boule	<input type="checkbox"/>	26,74 €	28,21 €	-	-		
1901106*	2 : Cupule menton	<input type="checkbox"/>	85,76 €	90,48 €	-	-		
1917371*	3 : Balle en mousse (SE63)	<input type="checkbox"/>	119,90 €	126,49 €	-	-		
1994545**	6 : Tige 11 cm	<input type="checkbox"/>	88,69 €	93,57 €	-	-		
1993798**	7 : Base tetra	<input type="checkbox"/>	113,31 €	119,54 €	-	-		
1900501**	8 : Bague	<input type="checkbox"/>	104,35 €	110,09 €	-	-		
1900581**	9 : Tige base plate	<input type="checkbox"/>	98,26 €	103,66 €	-	-		
1993516**	10 : Tige en T	<input type="checkbox"/>	113,29 €	119,52 €	-	-		
1904158**	11 : Balle de Golf	<input type="checkbox"/>	94,60 €	99,80 €	-	-		
								*saisir 1913750+1913749 en plus de ces références.
								**saisir 1913750+1913749+1905043 en plus de ces références.

ROUES AVANT								
230mm (Recommandé avec la hauteur d'assise de 41 cm)								
	Gonflables lisses noirs 230 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Gonflables lisses gris 230 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Bandages lisses noirs 230 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		
260mm								
	Gonflables crampons noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Gonflables lisses noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-		
	Gonflables crampons gris 260 mm	<input type="checkbox"/>	81,44 €	85,92 €	-	-		
	Bandages crampons noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		
	Bandages lisses noirs 260 mm	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-		

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
ROUES ARRIERES							
	Gonflables crampons noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	
	Gonflables lisses noirs	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	
	Gonflables crampons gris	<input type="checkbox"/>	81,44 €	85,92 €	-	-	
	Bandages crampons noirs	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-	
EQUIPEMENTS & OPTIONS - options montées sur le fauteuil							
SE01	Garde-boue sur les deux roues arrières	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE26	Barre de poussée (non compatible avec dossier tubulaire et l'option SE27)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
SE58	Accroches taxi	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
B58	Ceinture de sécurité par clip	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	
V-STAB	V-Stab pour versions AA1 et AA2	<input type="checkbox"/>	1 658,92 €	1 750,16 €	-	-	
V-STAB	V-Stab pour version AA2 bis	<input type="checkbox"/>	1 323,56 €	1 396,36 €	-	-	
SE06	Chargeur USB	<input type="checkbox"/>	267,34 €	282,04 €	-	-	
SE16	Protèges vêtements en plexi (la paire)	<input type="checkbox"/>	196,35 €	207,15 €	-	-	
SE19	Kit éclairage LED OPTION FRÉQUEMMENT COMMANDÉE	<input type="checkbox"/>	349,07 €	368,27 €	-	-	
SE24	Porte gobelet	<input type="checkbox"/>	61,08 €	64,44 €	-	-	
SE27	Top Case Fixe (uniquement avec dossier L34, incompatible avec L04, L04S L55, SE26, SE28 et S42 et SE43)	<input type="checkbox"/>	238,52 €	251,64 €	-	-	
SE28	Porte-bagages (incompatible avec Top Case SE27, SE42 et SE43)	<input type="checkbox"/>	247,26 €	260,86 €	-	-	
SE37	Cale-cuisses (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	190,53 €	201,01 €	-	-	
SE49	Sac	<input type="checkbox"/>	56,06 €	59,14 €	-	-	
SE70	Moteur 10 km/h OPTION FRÉQUEMMENT COMMANDÉE	<input type="checkbox"/>	349,07 €	368,27 €	-	-	
SE74	Rétroviseur (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B66)	<input type="checkbox"/>	65,97 €	69,60 €	-	-	
SE74A	Rétroviseur rabattable (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B66 et B15)	<input type="checkbox"/>	84,36 €	89,00 €	-	-	
B15	Tablette en plexiglas (non compatible avec SE74A)	<input type="checkbox"/>	148,08 €	156,22 €	-	-	
B52	Porte Serum	<input type="checkbox"/>	44,17 €	46,60 €	-	-	
B22	Selle d'abduction	<input type="checkbox"/>	76,71 €	80,93 €	-	-	
B31	Porte béquille (<i>incompatible avec Lift et inclinaison d'assise à 50°</i>)	<input type="checkbox"/>	85,82 €	90,54 €	-	-	
B83	Porte Obus (oxygène) sur fabrication spéciale (SF) - <i>uniquement avec dossier L34, incompatible avec L04 et SE26</i>	<input type="checkbox"/>	243,08 €	256,45 €	-	-	
B52	Porte Serum	<input type="checkbox"/>	44,17 €	46,60 €	-	-	

		Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP		
L04	Pelote de dos (coussin = 15x23cm) incompatible avec dossier L44						
	Droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-		-
	Gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-		-
L04S	Pelote de dos (petite taille - coussin = 11x21.5cm) incompatible avec dossier L44						
	Droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-		-
	Gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-		-
L58	Appui-tête à former réglable (<i>standard sur version AA2</i>)	<input type="checkbox"/>	171,91 €	181,37 €	-	-	
L58-C	Appui-tête réglable en largeur et rotatif	<input type="checkbox"/>	314,82 €	332,14 €	-	-	

COUSSINS GEL "Les Indispensables" - gamme technique - à adapter sur le fauteuil

V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm (<i>la paire</i>) - incompatible BZE	<input type="checkbox"/>	93,58 €	98,73 €	-	-	
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	57,39 €	60,55 €	-	-	
V22	Protection gel pour gouttière 110x340 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	104,80 €	110,56 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (<i>2 pièces</i>)	<input type="checkbox"/>	147,97 €	156,11 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	79,60 €	83,98 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	68,62 €	72,39 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	82,34 €	86,87 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm (<i>l'unité</i>)	<input type="checkbox"/>	37,43 €	39,49 €	-	-	

VERROUILLAGE DE DIRECTION - accessoire livré séparément

1910727	Verrouillage de direction des roues avant	<input type="checkbox"/>	89,26 €	94,17 €	-	-	
---------	---	--------------------------	---------	---------	---	---	---

Pensez à nos rampes pliables ultra-pratiques !



Prix Public HT: **329€**
 Prix Public TTC: **347,10€**



JE PASSE COMMANDE
 Paire de rampes 692



longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Rampes livrées avec leurs housses !

TOTAL :

--	--	--

Commentaires :