



Verso

Fauteuil roulant électrique à propulsion,

6 km/h, siège adaptable, nombreuses options et accessoires.



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax : 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

PRESCRIPTION MÉDICALE :

VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, A DOSSIER NON INCLINABLE, VERMEIREN
non-inclinable code LPP : 9122124*
AA1 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, VERMEIREN
inclinable code LPP : 9122153*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

JE CHOISIS MA VERSION :



DOSSIER FIXE :

Prix Public HT : 2561,91€
Prix Public TTC : 2702,81€

LPP (code 9122124*) :
2702,81€



DOSSIER INCLINABLE :

Prix Public HT : 3306,11€
Prix Public TTC : 3487,95€

LPP (code 9122153*) :
3487,95€



CONFIGURATION STANDARD :

- Hauteur d'assise 50 cm
- Roues avant 200x50 PU Noir
- Roues arrière 12" PU Noir
- Dossier réglable en tension 4 sangles **inclus**
- Motorisation 250W **incluse**
- Poignées de poussée ajustables en hauteur PH04 **incluses**
- Sangles cale-talon B18 **incluses**
- Coussin d'assise noir - revêtement 3D Net B24DL 5cm **indus**
- Ceinture de sécurité B58 **incluse**
- Tendeur de dossier B90 **inclus sur la version inclinable et sur dossier fixe en taille 48 et 50**

OPTION : 2 en 1 !

OPTION : (SE44P) Kit Roues 24" noires PU
livré pré-monté hauteur d'assise 50cm
dossier fixe uniquement



TARIF :

Prix Public HT : 183,33€
Prix Public TTC : 193,41€

JE CHOISIS CETTE OPTION :



OPTION SE46 • PROTECTION POUR KIT ROUES 24" :



TARIF :

Prix Public HT : 179€
Prix Public TTC : 188,85€



Besoin d'un VERSO en urgence ?

VERSO STOCK - LIVRAISON EXPRESS



Configuration :

- Dossier fixe ou inclinable au choix
- Assise :
 - Hauteur 50 cm
 - Coussin B24DL
- Accoudoirs Bi5
- Commande à droite
- Repose-pieds B06
- Coloris châssis C77 Noir
- Accent de couleur C76 Blanc
- Batterie 12,8Ah - 24V
- Roues avant et arrière bandage

DOSSIER FIXE

Prix Public HT : 2561,91€
Prix Public TTC : 2702,81€
LPP (code 9122124*) : 2702,81€



ASSISE

LARGEUR 44cm

Profondeur 44cm

ref 4059286



ASSISE

LARGEUR 46cm

Profondeur 46cm

ref 4055802

DOSSIER INCLINABLE :

Prix Public HT : 3306,11€
Prix Public TTC : 3487,95€
LPP (code 9122153*) : 3487,95€



ASSISE

LARGEUR 39cm

Profondeur 42cm
ref 5147761



ASSISE

LARGEUR 42cm

Profondeur 44cm
ref 5147762



ASSISE

LARGEUR 44cm

Profondeur 44cm
ref 5147760



ASSISE

LARGEUR 46cm

Profondeur 46cm
ref 5147763



ASSISE

LARGEUR 48cm


Profondeur 48cm
ref 5147764




ASSISE

LARGEUR 50cm

Profondeur 48cm
ref 5147765

		Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP			
ASSISE								
Largeur d'assise								
39 cm (dossier fixe) ou 39 à 41 cm (dossier inclinable)	☐	○	-	-	-			
42 cm (dossier fixe) ou 42 à 44 cm (dossier inclinable)	☐	○	-	-	-			
44 cm (dossier fixe) ou 44 à 46 cm (dossier inclinable)	☐	○	-	-	-			
46 cm (dossier fixe) ou 46 à 48 cm (dossier inclinable)	☐	○	-	-	-			
48 cm (dossier fixe) ou 48 à 50 cm (dossier inclinable)	☐	○	-	-	-			
50 cm (dossier fixe) ou 50 à 52 cm (dossier inclinable)	☐	○	-	-	-			
Profondeur d'assise (réglable)								
42 cm	☐	○	-	-	-			
44 cm	☐	○	-	-	-			
46 cm	☐	○	-	-	-			
48 cm dossier fixe uniquement	☐	○	-	-	-			
ACCOUDOIRS (options montées sur le fauteuil)								
Bi5	Accoudoirs Bi5	☒	○	-	-	-	 Bi5	
B02	Accoudoirs longs amovibles et rabattables uniquement avec dossier fixe	☐	85,49 €	90,19 €	-	-	 B02	
B03	Accoudoirs amovibles et rabattables uniquement avec dossier fixe	☐	85,49 €	90,19 €	-	-	 B03	
MANCHETTES GOUTTIERES (options montées sur le fauteuil)								
B66O	Manchette gouttière orientable						 B66O	
	à droite	☐	113,17 €	119,39 €	-	-		
	à gauche	☐	113,17 €	119,39 €	-	-		
MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES (options montées sur le fauteuil)								
		Gauche	Droite					
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	☐	☐	212,00 €	223,66 €	-	-	 B66M/ B66OM
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	☐	☐	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	☐	☐	220,48 €	232,61 €	-	-	 B66ML/ B66OML
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	☐	☐	273,48 €	288,52 €	-	-	
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	☐	☐	212,00 €	223,66 €	-	-	 B66MA/ B66OMA
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	☐	☐	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	☐	☐	220,48 €	232,61 €	-	-	 B66MAL/ B66OMAL
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	☐	☐	273,48 €	288,52 €	-	-	
REPOSE-PIEDS								
B06	Repose-pieds amovibles (paire)	☒	○	-	-	-	 B06	
BK6	Repose-pieds palette monobloc	☐	68,09 €	71,84 €	-	-		BK6

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP	
REPOSE-JAMBES							
BZ8	Paire de Repose-jambes ajustables et inclinables	☐	206,51 €	217,87 €	-	-	 BZ8
DOSSIER							
	Dossier réglable en tension (4 sangles) revêtement nylon	☒	○	-	-	-	 dossier standard
L14 soft touch	Dossier anatomique fixe, revêtement soft touch noir <i>uniquement avec dossier fixe</i>	☐	266,95 €	281,63 €	-	-	 L14 soft
L14 cuir artificiel	Dossier anatomique fixe, revêtement cuir artificiel noir <i>uniquement avec dossier fixe</i>	☐	135,90 €	143,37 €	-	-	 L14 cuir
L34	Coussin de dossier préformé, revêtement soft touch noir <i>uniquement avec dossier fixe</i>	☐	157,56 €	166,23 €	-	-	 L34
ASSISE							
B24DL	Toile d'assise standard + coussin B24DL	☒	○	-	-	-	
L15 soft touch	Assise anatomique fixe, revêtement soft touch noir	☐	266,95 €	281,63 €	-	-	 L15 soft
L15 cuir artificiel	Assise anatomique fixe, revêtement cuir artificiel noir	☐	135,90 €	143,37 €	-	-	 L15 cuir
L35	Coussin d'assise préformé, revêtement soft touch noir	☐	157,56 €	166,23 €	-	-	 L35
ROUES							
	Roues PU Bandages à l'avant et à l'arrière (standard)	☒	-	-			
	Roues PU Bandages à l'avant et Gonflables à l'arrière	☐	77,25 €	81,50 €			
	Roues Gonflables à l'avant et à l'arrière	☐	122,57 €	129,31 €			
COLORIS							
Châssis principal							
C76	Blanc	☐	-	-	-	-	
C77	Noir	☐	-	-	-	-	
Accents de couleur							Accents de couleur les accents de couleur de votre fauteuil sont visibles sur les fourches des roues avant, sur le logo du châssis et du bloc moteur ainsi que sur les poignées    
-	Blanc (standard)	☒	-	-	-	-	
C79	Bleu Pacifique	☐	40,17 €	42,38 €	-	-	
C53G	Orange Brillant	☐	40,17 €	42,38 €	-	-	
C85G	Vert électrique brillant	☐	40,17 €	42,38 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPP				
COMMANDE										
	Standard <i>(inversion possible sans pièce supplémentaire avec accoudoirs Bi5)</i>	☒	☐	-	-	-		SE53		
	à droite	☐	☐	-	-	-				
	à gauche	☐	☐	-	-	-				
SE53	Pantographe escamotable à l'extérieur incompatible avec roues 24", uniquement avec accoudoirs Bi5	☐	77,25 €	81,50 €	-	-		ESE47		
SE08	Fixation de commande à l'arrière sur le dossier ref 1920515 obligatoirement avec B90	☐	87,40 €	92,21 €	35,71 €	9322410				
ESE47	Support de poignet pour commande à l'arrière (obligatoirement avec SE08)	☐	69,53 €	73,35 €	-	-				
BATTERIE										
	12.8 Ah - 24V Li-ion	☒	☐	-	-	-				
	17.5 Ah - 24V Li-ion	☐	249,69 €	263,44 €	-	-				
APPUI-TÊTE										
L55B	Appui-nuque (obligatoirement avec B90 pour les tailles 39 à 46)	☐	79,00 €	83,35 €	-	-		L55B		
L58	Appui-tête ajustable en hauteur et profondeur	☐	180,50 €	190,43 €	-	-				L58
L58C	Appui-tête ajustable en hauteur, profondeur et translation	☐	314,82 €	332,14 €	-	-				
EQUIPEMENTS & OPTIONS - options montées sur le fauteuil										
B15	Tablette en plexiglas (incompatible avec manchettes gouttières et kit éclairage)	☐	236,97 €	250,00 €	-	-		B15		
B19	Sangle de pied									B19
	à gauche	☐	24,03 €	25,35 €	-	-				
	à droite	☐	24,03 €	25,35 €	-	-				
B31	Porte béquille incompatible avec roues 24", dossier inclinable, B02, B03 et B04DL	☐	28,54 €	30,11 €	-	-		B20		
B58	Ceinture de sécurité standard	☒	-	-	-	-				B31
B20	Ceinture de sécurité additionnelle	☐	34,44 €	36,33 €	-	-				
B24DLVI	Coussin d'assise confort à mémoire de forme	☐	92,70 €	97,80 €	-	-		B24DLVI		
B42	Filet de rangement sur le dossier	☐	16,35 €	17,25 €	-	-				
B52	Porte Serum	☐	99,56 €	105,04 €	-	-				B52
B90	Tendeur de dossier (standard en largeur 48 et 50 cm et sur dossier inclinable)	☐	68,09 €	71,83 €	-	-				
SE19	Kit éclairage (non compatible avec roues 24" SE44P, tablette et uniquement avec accoudoirs Bi5) NOUVEAU	☐	300,76 €	317,30 €	-	-				
Pelote de dos - longueur 135 x hauteur 70 mm								L04TS		
L04TS	Droite	☐	142,18 €	150,00 €	-	-				
	Gauche	☐	142,18 €	150,00 €	-	-				
Pelote de dos - longueur 165 x hauteur 100 mm								L04TL		
L04TL	Droite	☐	142,18 €	150,00 €	-	-				
	Gauche	☐	142,18 €	150,00 €	-	-				

	Batterie additionnelle 12.8 Ah (sans chargeur) <i>ref 1918834</i>	☐	453,69 €	544,43 €	-	-
	Batterie additionnelle 17.5 Ah (sans chargeur) <i>ref 1919283</i>	☐	649,88 €	779,86 €	-	-
	Chargeur additionnel (identique pour les 2 batteries) <i>ref 1919284</i>	☐	103,00 €	123,60 €	-	-

Pensez à nos rampes pliables ultra-pratiques !



Prix Public HT : **329€**
 Prix Public TTC : **347,10€**


JE PASSE COMMANDE
 Paire de rampes 692



longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Rampes livrées avec leurs housses !

TOTAL :			
----------------	--	--	--

Commentaires :