

N.V. VERMEIREN N.V.

Vermeireplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Tel nr: 03/620.20.20
Fax nr: 03/666.48.94
E-Mail:orders@vermeiren.be



N° Client :

Date :

Ref. :

Nombre :

CHAISE GERIATRIQUE ' ALESIA '

Version standard

Prix de vente incl. tva 6% : 1960,59 €

- Chaise geriatrique avec petite roues
avec :
- accoudoirs réglables en hauteur
- palette repose-pieds rétractable
- frein centralisé
- roue directionnelle
- dossier inclinable avec double commande

Zitbreedte : 54 cm

Zitdiepte : 48 cm

Zithoogte : 53 cm

Rughoogte : 80 cm



COULEURS

C32	Jaune Mirabelle
C33	Bleu Lavande
C34	Citrouille
C35	Vert amande
C36	Rouge Morgon
C37	Bleu Nuit
C38	Marron Châtaigne
C39	Vert Basilic

OPTIONS

		incl. tva 6%
AL04	Pelottes de dos, paire	200,55 €
AL12	Tablette	190,41 €
AL52	Porte sérum	127,21 €
AL55	Repose-tête	130,05 €
AL84	Porteur pour documents	83,96 €
AL 85	Support poche à urine	83,96 €
AL83	Porteur bouteille d'oxygène	127,21 €
	115 mm 130 mm 145 mm 155 mm	

Version standard

Sous réserve de modifications techniques

revision 01/04/2022

Prix en € - valables jusqu'au 30/09/2022

G